

الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحي



برنامج المسار الوظيفي
للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل
المتدرب



برنامج مبادئ ميكروبيولوجيا المياه

كيميائي مياه - حديث



تم إعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع تنمية الموارد البشرية - الإدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي
الإصدار الثاني - 2019.

5 مقدمة:	1.
5 تعريف البكتيريا Bacteria :	1.1.
7 لمحة تاريخية عن اكتشاف البكتيريا :	1.2.
8 الخصائص العامة للبكتيريا:	1.3.
11 أشكال البكتيريا	1.4.
11 تكاثر ونمو البكتيريا:	1.5.
13 الظروف الملائمة لتكاثر البكتيريا ونموها	1.6.
17 التحاليل البكتريولوجية للمياه	2.
18 الصفات العامة للدليل المثالي:	2.1.
20 تقسم الدلائل البكتريولوجية طبقاً لدلالاتها إلى:	2.2.
22 الاشتراطات الواجب توافرها في معامل التحليل البكتريولوجي	3.
22 التهوية:	3.1.
22 المكان المتاح:	3.2.
22 منضدة المعمل:	3.3.
22 الجدران والأرضيات:	3.4.
23 تنظيف المعمل:	3.5.
23 أدوات وأجهزة المعمل الميكروبيولوجي Equipment and Instruments	4.
23 الحضانات Incubators	4.1.
24 أفران التعقيم بالهواء الساخن Hot Air Sterilizing Ovens	4.2.
25 الأوتوكلاف Autoclave	4.3.
26 أجهزة العد البصرية Optical Counting Equipment	4.4.
27 جهاز قياس تركيز أيون الأيدروجين pH Equipment	4.5.
29 الموازين Balances	4.6.
29 أدوات تحضير البيئات Media preparation Utensils	4.7.
30 الماصات و الماصات الدقيقة والمخابير المدرجة:	4.8.
32 الثلاجات Refrigerators	4.10.
33 الفريزر Freezer	4.11.
34 وسائل مراقبة وتسجيل الحرارة Temperature-Monitoring Device	4.12.

35	Dilution Bottles زجاجيات أو أنابيب التخفيف	4.13.
35	Petri Dishes أطباق بتري	.4.14
36	Membrane filtration equipment جهاز الترشيح الغشائي	4.15.
37	Fermentation Tubes and Vials أنابيب التخمر و الدراهم	4.16.
38	Sample Bottles زجاجات العينات	4.18.
39	Microscopes الميكروسكوبات	4.19.
41	Laminar Air Flow / كابينة الهواء المتدفق	.4.20
41	Biological Safety Cabinets كابينة الأمان الحيوي	.4.21
42	Ultraviolet Lights لمبات الأشعة فوق بنفسجية	.4.22
43	Media and Solution Dispensers وسائل توزيع البيئات	4.23.
44	Water bath incubator حضانة الحمام المائي	4.24.
45	Membrane filters and pads المرشحات الغشائية والوسائد	4.25.
46	Water Still جهاز التقطير	4.26.
47	conductivity meter جهاز قياس التوصيل الكهربائي	.4.27
50	احتياطات الأمان داخل معمل البكتريولوجي	5.
53	Washing and Sterilization الغسيل والتعقيم	6.
53	Washing الغسيل	6.1.
54	Sterilization التعقيم	6.2.
58	التعقيم المستخدم داخل معامل الميكروبيولوجي	.6.3
59	Preservation and Storage of samples حفظ وتخزين العينات	6.4.
60	Culture media الأوساط الغذائية	7.
60	الأوساط الغذائية:	.7.1
68	التجارب العملية	.8
69	Dilution Water تحضير مياه التخفيف	.8.1
70	Serial Dilution طريقة التخفيف المتسلسل	.8.2
71	العد الكلى للبكتريا بطريقة الأطباق المصبوبة	.8.3
73	Streak Plate Method طريقة تخطيط الاطباق	.8.4
75	Microbial Stains الصبغات الميكروبية	.8.5

مقدمة الإصدار الثاني

تهدف مجموعة البرامج التدريبية المعدة من إدارة المسار الوظيفي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى رفع كفاءة الكيميائيين العاملين بها والشركات التابعة لها وتنمية مهاراتهم ومعارفهم بالشكل الذي يضمن الوصول إلى كوب مياه نظيف وبيئة آمنة يرضى متطلبات وإحتياجات العملاء الكرام.

ويعتبر الإصدار الثاني من برامج المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الشرب هو ثمرة جهود الكيميائيين العاملين بمعامل الشركات التابعة والمعمل المرجعي لمياه الشرب بالشركة القابضة بما تحمله من مزيج متجانس من الخبرات والكفاءات الذين لم يدخروا جهداً حتى يخرج هذا العمل بالطريقة اللائقة.

وجدير بالذكر أن هذا الإصدار يعتبر مكتبة مرجعية وافية وشاملة لجميع الجدارات المتضمنة المهارات والمعارف التي تجعل الكيميائي كفواً لوظيفته.

ومما تجدر الإشارة إليه بأنه تم الاعتماد على منهجية للمسار التدريبي بحيث يكون المتدرب قد تلقى الدورات الحقلية بداية من التعرف على مراحل التنقية والمعالجة ثم الانتقال إلى الدورات العملية داخل معمله طبقاً للإطار الزمني المحدد للمدد البيئية لكل درجة وظيفية.

ولقد اعتمدنا على وضع معايير لكل مرحلة في إعداد هذا الإصدار وكان من أهم هذه المعايير:

- المشاركة الفعالة للخبرات والكفاءات التدريبية بالشركات التابعة في وضع المناهج بما يناسب عموم الكيميائيين على مستوى الجمهورية.
- عقد ورشة عمل متخصصة لكل مادة تدريبية يشارك بها جميع المدربين ذوي التخصص والخبرات سواء من المعمل المرجعي أو معامل الشركات فضلاً عن أن يكون المدرب قد قام بتدريس هذه المادة مرات عديدة.
- استخدام وسيلة اتصال غير تزامني بين جميع المدربين المعتمدين لكل مادة على حدة من خلال انشاء جروب على الفيس بوك لكل مادة على حدة (مذكور في دليل المدرب).
- وضع حقيبة تدريبية كاملة لكل برنامج معدة طبقاً لأحدث النظم والمعايير العالمية تحتوي على (دليل المتدرب- شرائح العرض- ملحقات مقروءة ومرئية- دليل المدرب- بنك الأسئلة).
- بناء المحتوى لكل برنامج تدريبي طبقاً لأحدث المراجع العالمية ومن أهمها كتاب الطرق القياسية لتحليل مياه الشرب والصرف الصحي (الإصدار رقم 23) وبما يتوافق مع متطلبات آخر إصدارات الايزو (17025)، مع مراعاة التحديثات الخاصة بالتشريعات والقوانين ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن الإصدار الثاني من البرامج التدريبية اعتمد في تصميمه على عرض مبسط للمعلومات قدر الامكان طبقاً للأسس العلمية وطبقاً للجدارات المعتمدة على تحديد أهداف واضحة وصريحة لتدريب المتدربين، وتشتمل تلك الجدارات من الفهم الواضح لدور المتدرب طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي، وتتضمن معارف ومهارات وسلوك. مما يضمن إكساب المتدرب مهارات سلوكية بالإضافة إلى المواد التخصصية.

كما تم تصميم العديد من ورش العمل على أساس تسهيل و تسريع عمليتي التعلم و كسب المهارات بما يسمح بتعظيم الفائدة من العملية التدريبية.

كذلك تم استخدام أساليب التدريب الحديثة والاعتماد على التدريب التفاعلي والتركيز على الجوانب التطبيقية في استخدام الوسائل والأساليب المختلفة ، كما تم استخدام الطرق الحديثة

للتعليم التفاعلي والغير تزامني كمصادر مساندة للتعلم من خلال انشاء جروب على الفيس بوك
للمدربين المعتمدين (HCWW Trainers) .


وفي الختام نرجوا من الله أن يتقبل منا هذا العمل كما نأمل أن يكون هذا العمل علما نافعا للعاملين
بقطاع المعامل بالشركة القابضة والشركات التابعة لما يشمله من معلومات فنية قيمة وأن يفيد
العاملين الجدد بها ليصبحوا قادرين على تنفيذ مهامهم الوظيفية بالشكل الأمثل .

والله ولي التوفيق.

1. مقدمة:


1.1. تعريف البكتيريا Bacteria :

- البكتيريا: هي كائنات حية دقيقة مكونة من خلية واحدة، بدائية النواة (حيث توجد المادة الوراثية في وسط الخلية وغير محاطة بغشاء نووي)، تتحرك وتتكاثر وتتأقلم وفق الوسط المحيط بها. وبعض أنواع البكتيريا نافعة ومفيدة للإنسان وبعضها الآخر ضار ومسبب للأمراض.

جدول يوضح				فوق المملكة	المملكة	المثال
حقيقية النوى				البكتيريا	البكتيريا البدائية	
الحيوانات	النباتات	الفطريات	الطلائعيات	البكتيريا الحقيقية	البكتيريا البدائية	
دودة الأرض	حزازيات	فطر المشروم	براميسيوم	Pseudomonas	Methanopyrus	
						
حقيقية النوى				بدائية النوى		نوع الخلايا
لا يوجد جدار خلوي	جدار خلوي يحتوي على سليولوز	جدار خلوي يحتوي على كيتين	جدار خلوي يحتوي على سليولوز في بعضها	جدار خلوي يحتوي على بيتيدوجلايكان	جدار خلوي بدون بيتيدوجلايكان	جدار الخلية
عديدة الخلايا		غالبًا عديدة الخلايا	وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا	وحيدة الخلية		عدد الخلايا
غير ذاتية التغذية	ذاتية التغذية	غير ذاتية التغذية	ذاتية أو غير ذاتية التغذية			التغذية

الممالك الست للكائنات الحية (اولية النواة وحقيقية النواة)

- Prokaryote
 - “before” “nucleus”/ NO NUCLEUS/few organelles
 - Bacteria
 - DNA is concentrated in nucleoid (non membrane-bound)
- Eukaryote
 - “true” “nucleus” / many membranous organelles
 - Protists, plants, fungi, animals
 - Nucleus with nuclear membrane holds DNA




صورة

توضيح الفرق بين الكائنات اولية النواة Prokaryotic والكائنات حقيقية النواة Eukaryotic

- تتصف البكتيريا بصفة الأنتشار الواسع، بحيث يمكننا أن نجدها محمولة على ذرات التراب في الهواء الجوي المحيط بنا إلى ارتفاع 5 اميال، وفي التربة التي ندوس عليها على عمق 3 اميال، وتشتد انتشارا في التربة الخصبة الزراعية، كما انها موجودة على سطوح أجسامنا (جلودنا) وبعض أجزاء الجهاز الهضمي والتنفسي، وهي ايضا موجودة في المياه العذبة والمالحة ومياه الينابيع الساخنة التي تصل حرارتها إلى 75 سيليزية وكذلك في الثلج والجليد.
- وقد تتسائل عن الأماكن التي ينذر فيها وجود هذه الكائنات !!!!! تقريباً دم الانسان والحيوان غير المريضين يخلوان تماما من البكتيريا، وكذلك الأنسجة الداخلية السليمة للانسان والحيوان والنبات، والطبقات العميقة من التربة والصخور وكذلك الفوهات البركانية ذات الحمم المنصهرة كلها تنعدم فيها البكتيريا.
- وقد تمكن الانسان من زراعة البكتيريا على وسائط غذائية صناعية في المختبرات تحت ظروف معينة حتى اصبحت عملية زراعة البكتيريا سهلة للغاية وأمونة بدرجة كبيرة.

- البكتيريا صغيرة جداً لدرجة انه إذا صف 1500 من بكتيريا النوع المسبب لمرض التيفود ، طرفاً لطرف ، لا يتجاوز حجمها حجم رأس الدبوس .



صورة توضح مقارنة بين احجام الكائنات الحية والجزئيات

1.2. لمحة تاريخية عن اكتشاف البكتيريا :

○ العالم الهولندي ليفنهوك (1632-1723) : يرجع له فضل تركيب أول ميكروسكوب بسيط وضع

تحتة قطرة من المياه التي اكتشف داخلها عالماً متكاملًا من الكائنات الحية منها البكتيريا

○ العالم الفرنسي لويس باستير (1822-1895) : أكد أن الكائنات الحية لا تتوالد الا من كائنات

حية أخرى وليس من مادة غير حية. كان له الفضل في اكتشاف التعقيم وهو صاحب طريقة التعقيم

بالبسترة المسماه باسمه حتى الان .


○ العالم الالمانى كوخ : ساهم في اكتشاف الكثير من البكتيريا المسببة لكثير من الامراض ومنها دراسته

لمرض الكوليرا الذى انتشر كوباء في وقته ومنها مصر والذى حضر اليها لدراسة المرض في

الاسكندرية .

الميكروسكوب البسيط للعالم

ليفنهوك

Leeuwenhoek
Microscope
(circa late 1600s)

العالم لويس باستير

ونقض تجربة التوالد الذاتي

1.3 الخصائص

العامّة للبكتيريا:

1.3.1. كائنات دقيقة

مجهرية بدائية النواه لا ترى بالعين المجردة.

1.3.2. تتميز ببساطة التركيب:

- تتركب من جدار وغشاء خلويين يحيطان بالسيتوبلازم .
- تحتوي على جزيئات DNA على شكل كروموسوم حلقى واحداً أو اكثر على شكل دوائر صغيرة تسمى البلازميدات.

1.3.3. تأتي صلابة جدارها لوجود مركب عديد الببتيد (ببتيدوجلايكان peptedoglycon)

1.3.4. تحاط بعض أنواعها بطبقة مخاطية تسمى المحفظة Capsule تشكل غطاء وتزيد من قدرة بعض

أنواع البكتيريا في إحداث المرض

1.3.5. يختلف حجم الخلية البكتيرية فمنها ما هو متناهي الصغر كما في الميكوبلازما يتراوح قطر الخلية بين 100-200 نانومتر ومنها ما هو كبير قد يصل إلى 500 نانومتر كما في بكتيريا القولون

العصوية

1.3.6. تتكاثر بالإنشطار الثنائي البسيط

1.3.7. تعد الأسواط Flagella وسيلة الحركة في كثير من أنواع البكتيريا وقد يوجد عليها سوط واحد في أحد قطبي الخلية أو سوط في كل قطب أو مجموعة من الأسواط على أحد قطبي الخلية أو كلاهما أو قد تحيط الأسواط بجسم الخلية.

1.3.8. تنتشر على سطح خلايا أنواع من البكتيريا سالبة الجرام تراكيب تسمى الشعيرات (الأهداب) Pili وهي مشابهة للأسواط، إلا أنها أقصر، ومن وظائفها أنها تساعد البكتيريا في الالتصاق بالسطح، وهناك نوع منها يسمى الشعيرات الجنسية يساعد على نقل المواد الوراثية أثناء عملية الإقتران.

1.3.9. البكتيريا تكون شفافة ولكي تتم رؤية خلايا البكتيريا بوضوح تحت الميكروسكوب فنحتاج إلى إستعمال الصبغات المختلفة.

Prokaryotic Cell Structure





Figure 1

1.4. أشكال البكتيريا

- الأشكال الرئيسية للبكتيريا هي ثلاثة : الشكل العصوي والشكل الكروي والشكل الواوي (الحلزوني).



- والأشكال الكروية إما أن تكون مفردة أو مزدوجة أو رباعية أو تترتب في مجموعات مثل عنقود العنب أو السبحة . كما هو موضح

1.5. تكاثر ونمو البكتيريا:

تتكاثر البكتيريا بالإنشطار الثنائي (1، 2، 4، 8، 16،

32، ...)

- تتفاوت سرعة الإنقسام من نوع إلى آخر .

- تتراوح المدة اللازمة لإنقسام الخلية الواحدة بين 20 دقيقة وأكثر من يوم واحد

يمر نمو الخلايا بمراحل يطلق عليها أطوار النمو وهي:

1.5.1. طور الركود Lag phase:

لا تنقسم فيه الخلية ولكنها تكون تراكيبيها وعضياتها والمواد اللازمة للانقسام.

1.5.2. طور النمو Log (exponential) phase:


(الطور اللوغاريتمي) وتكون سرعة إنقسام الخلايا بنسب هندسية متصاعدة.

1.5.3. طور التوقف Stationary phase:

أو الثبات و فيه يكون "عدد الخلايا الناتجة = عدد الخلايا الميتة" ،
ويتميز هذا الطور بأنه الطور الذي تنتج فيه البكتريا المنتجة لمركباتها الثانوية تلك المركبات مثل المضادات
الحيوية، ويحدث فيه التجزئ لبعض الأنواع .

1.5.4. طور الهبوط أو الموت Death phase:

تزداد نسبة الخلايا الميتة (وتكون سرعة الموت لوغاريتمية أيضاً).



منحنى النمو Growth Curve

1.6. الظروف الملائمة لتكاثر البكتيريا ونموها

تتميز البكتيريا بمقدرتها على التأقلم حسب الظروف المحيطة وتعتمد البكتيريا قدرتها في النمو على بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية مثل:

1.6.1. الغذاء:

تقسم البكتيريا حسب طريقة تغذيتها إلى ذاتية التغذية: Autotroph او غير ذاتية التغذية Heterotroph ، وكلا النوعين يقوم بتجهيز إحتياجاته الغذائية اما عن الطريق الضوء او عن طريق العناصر والمركبات الكيميائية كما هو موضح بالجدول التالي

Nutritional type	Energy source	Carbon source	Examples
Photo auto trophs	Light	CO2	Cyanobacteria Some purple and green bacteria
Photo hetero trophs	Light	Organic compounds	Some purple and green bacteria
Chemo auto trophs	Inorganic compounds (H ₂ ,NH ₃ ,NO ₂ ,H ₂ S)	CO2	A few bacteria and many Archaea
Chemo hetero trophs (heterotrophs)	Organic compounds	Organic compounds	most bacteria and some Archaea

1.6.2. الرطوبة Moisture (النشاط المائي: Water activity)


يعد الماء وسطاً مناسباً لنشاط البكتيريا وتكاثرها حيث يشكل 80% من كتلتها الخلوية لأنها تتغذى بالانتشار الغشائي فيذيب الماء المواد الغذائية اللازمة لها ويحمل نواتج الأيض لخارج الخلية، ويجب المحافظة على

رطوبة البرتوبلازم، فالماء يمثل 70-90% من مكونات الخلية ولذلك فإن عملية التجفيف تساعد في حفظ الغذاء حيث لا تتمكن البكتيريا من التكاثر بعيداً عن الرطوبة.

1.6.3. الضغط الأسموزي: Osmotic pressure

يؤثر الضغط الأسموزي على مقدار استفاة الكائن من الرطوبة وتحرك المحاليل لداخل الخلية وخارجها، فالضغط الأسموزي له تأثير مباشر على سرعة واتجاه تيار الماء من الوسط الخارجي والكائن الدقيق، فإذا أرتفع الضغط الأسموزي للوسط الذي تعيش فيه البكتيريا فإن عددا قليلا من أنواع البكتيريا هو الذي يستطيع مقاومة تلك الضغوط الأسموزية العالية وتواصل نشاطها أما أغلب البكتيريا فإن نموها يقل أو يتوقف.

1.6.4. درجة الحرارة:



البكتيريا لها ثلاث درجات حرارة : (درجة مثلى يكون نموها افضل ما يكون، ودرجة صغرى تحد من نمو البكتيريا ونشاطها دون أن تقتلها، ودرجة عظمى لا تستطيع النمو اعلي منها حيث تؤثر في الأنزيمات والحمض النووي DNA والريبوسومات فتحد من نشاطها وتقتلها)

وتقسم البكتيريا على حسب درجة الحرارة إلى :


1- بكتيريا محبة للبرودة **Psychrophile** : تنمو عند صفر درجة مئوية

2- بكتيريا متعادلة **Mesophiles** : افضل نمو لها عند 37

3- بكتيريا محبة للحرارة **Thermophilic** : تنمو من 45 إلى 70 درجة مئوية .

4- شديدة التحمل للحرارة **Hyperthermophile**: تتحمل حرارة قد تصل

إلى 122 درجة.




1.6.5. الرقم الهيدروجيني: (pH)

كل مجموعة من الكائنات لها حدود معينة من الأس الهيدروجيني في نموها ولها حد أمثل لكي تعطي أقصى نمو لها. لذلك يجب ضبط pH للبيئة، تنمو غالبية أنواع البكتيريا في الوسط المتعادل .

1.6.6. الأكسجين:

تصنف البكتيريا على حسب حاجتها للأكسجين إلى :

- 1- بكتريا هوائية **Obligate aerobes**: تحتاج لأكسجين لنموها.
- 2- بكتريا لا هوائية **Obligate anaerobes**: بكتريا تعيش بواسطة التخمر أو التنفس اللاهوائي لذا لا تحتاج الأكسجين بل ويصبح الأكسجين كمادة سامة لها
- 3- بكتريا اختيارية لا هوائية **Facultative anaerobes**: هي في الأصل بكتريا هوائية يمكنها التكيف مع الظروف اللاهوائية.
- 4- بكتريا لا هوائية تتحمل وجود الأكسجين **Aerotolerant anaerobes**: هي بكتريا تعيش بواسطة التخمر، ولها القدرة على النمو في وجود الاوكسجين .



1.6.7. الضوء

أغلب أنواع البكتيريا تنشط إذا قل الضوء والعكس صحيح فيما عدا البكتيريا اليخضورية (التي تحتوى على نوع خاص من الكلورفيل البكتيري) فإن نشاطها يزداد إذا ما زادت شدة الإضاءة .

2. التحاليل البكتريولوجية للمياه

- الهدف الأساسي من الإختبارات الميكروبيولوجية لمياه الشرب هو الوقوف على نوعية المياه والتأكد من خلوها من مسببات الأمراض لتوفير الحماية الصحية للمستهلك.
- الأصل في مياه الشرب أنها نقية غير ملوثة بالميكروبات الضارة، إلا إذا حدث حادث عارض وتلوثت مياه الشرب بمياه الصرف الصحي (مياه المجارى) فتنحدر إلى مياه غير صالحة للشرب لأن هناك أمراض تنتقل عن طريق المياه الملوثة بسبب وجود ميكروبات معوية مثل التيفود، والباراتيفود، والكوليرا، والدوسنتاريا، والفيروسات المعوية.
- وكل تلك الميكروبات مصدرها في الأصل المواد البرازية الناتجة من الإنسان أو الحيوان، لذلك فإن مياه الشرب التي تلوثت بمياه المجارى (الصرف الصحي) تكون خطرة، إذ ربما قد تحتوي على واحد أو أكثر من الميكروبات المرضية، السابق ذكرها.
- ومن المعروف أن أمعاء الإنسان، والحيوانات ذات الدم الحار، تحتوي على أعداد كبيرة من الميكروبات أغلبها من النوع غير الضار والنافعة للإنسان.
- لذلك تم اختيار مجموعات من البكتريا الغير ضارة التي توجد وتعيش في معدة وامعاء الإنسان لتعمل كمؤشر أو دليل حيوي Microbial indicator على تلوث هذه المياه بمياه المجارى، إذ تعتبر هذه الميكروبات كاشفات للتلوث لأنها تكون مصاحبة للكائنات الضارة لأنهم جمعياً من نفس المصدر وهو البراز.
- وتتميز الدلائل الحيوية (كاشفات التلوث) بأن الكشف عنها سهل وميسور لكل أنواع المعامل، كما أنها غير ممرضة ولا تضر القائمين بالعمل، ومصدرها برازي، وتوجد دائماً بالمياه الملوثة، وتعيش بالمياه لمدة أطول من الميكروبات المرضية.


2.1. الصفات العامة للدلائل المثالي:

- 2.1.1. يجب أن تكون هذه الدلائل البكتيرية غير ممرضة لتجنب الإصابة بالعدوى.
- 2.1.2. يجب وجودها بأعداد عالية في المواد البرازية للإنسان والحيوان.
- 2.1.3. يجب ألا تتواجد في المياه بصورة طبيعية.
- 2.1.4. يجب أن تكون قدرة تحملها مشابهة أو أكثر من الميكروبات المرضية المعوية.
- 2.1.5. يجب أن توجد بأعداد أكبر من الميكروبات المرضية المعوية.
- 2.1.6. مدي أستجابتها لعمليات المعالجة يجب أن يكون أكثر مقاومة من استجابة الميكروبات المرضية المعوية.

- 2.1.7. أن يكون من السهل الكشف عنها وعددها بواسطة طرق بسيطة وسريعة وغير مكلفة.
- 2.1.8. وطبقاً للمواصفة المصرية الدلائل البكتيرية المطلوب فحصها في المعمل هي :

- العد الكلي للبكتريا Total Plate Count
- بكتيريا القولون الكلية Total Coliform
- بكتيريا القولون البرازية Fecal Coliform
- بكتيريا السبحية البرازية Fecal Streptococcus

والصورة التالية مخطط لعائلة مجموعة البكتيريا المعوية Entrobacteriaceae ومن ضمنها مجموعة بكتيريا القولون الكلية والقولون البرازية التي تستخدم كدلائل ميكروبية يتم الكشف عنها في المعمل، والتي ان ظهرت فربما يكون هناك احتمال بوجود كائنات ممرضة التي تتبع نفس العائلة كما هو موضح بالرسم.



الجدول التالي يوضح أنواع الأجناس المكتشفة لمجموعة القولون الكلية طبقا لطريقة الكشف:

Pre 1994 Acid and Gas from Lactose	Report 71, 1994 Acid from Lactose	Enzyme-based β -Galactosidase
<i>Escherichia</i>	<i>Escherichia</i>	<i>Escherichia</i>
<i>Klebsiella</i>	<i>Klebsiella</i>	<i>Klebsiella</i>
<i>Enterobacter</i>	<i>Enterobacter</i>	<i>Enterobacter</i>
<i>Citrobacter</i>	<i>Citrobacter</i>	<i>Citrobacter</i>
	<i>Yersinia</i>	<i>Yersinia</i>
	<i>Serratia</i>	<i>Serratia</i>
	<i>Hafnia</i>	<i>Hafnia</i>
	<i>Pantoea</i>	<i>Pantoea</i>
	<i>Kluyvera</i>	<i>Kluyvera</i>
		<i>Cedecea</i>
		<i>Ewingella</i>
		<i>Moellerella</i>
		<i>Leclercia</i>
		<i>Rahnella</i>
		<i>Yokenella</i>

bold type = coliforms which can be present in the environment as well as in human faeces.
bold and underline = coliforms which are considered to be primarily environmental.

2.2. تقسم الدلائل البكتريولوجية طبقاً لدلالاتها إلى:

2.2.1. دلائل كفاءة عمليات المعالجة Process Indicators أو تدل على نوعية المياه بصفة

عامة General Indicators:

• عد البكتيريا الهيتروفية (العَدَّ الكلي البكتيري). Heterotrophic Plate Count

• بكتريا القولون الكلية. Total coliforms

2.2.2. دلائل تدل على التلوث البرازي في المياه Fecal Pollution:

• بكتريا القولون البرازية Fecal Coliforms.

• البكتريا السبحية البرازية fecal streptococci.

ويتم تحليل المياه طبقاً للمعايير البكتريولوجية لمياه الشرب المذكورة بالموصفات القياسية المصرية، حيث

يجب ان نؤكد على ضرورة اجراء كل الاختبارات معاً لتقييم حالة المياه.

لأنه لا نستطيع الاكتفاء باختبار عدَّ البكتريا الهتروفية (العَدَّ الكلي) فقط وهو ليس له مدلول على صحة

المياه وصلاحياتها للشرب، ولا حتى الاكتفاء بإجراء اختبار المجموعة القولونية الكلية والبرازية فقط ولكنك


بهذا تكون قد اختبرت تواجد الملوثات من نوع واحد فقط وهو البكتريا السالبة لصبغة جرام. لذلك لا بد من

اضافة اختبار مجموعة المكورات العنقودية لأنها تمثل البكتريا الموجبة لصبغة جرام.

الهدف الاساسى منه	نوع البكتريا المختبرة	اسم الاختبار
تقدير الحمل الميكروبي لمياه الشرب نظافة شبكات التوزيع	كل الانواع (السالبة والموجبة لصبغة جرام)	عدّ البكتريا الهتروفية Heterotrophic bacteria Count
سلامة شبكات المياه الفيلم الحيوي BIOFILM	السالبة لصبغة جرام G-ve	بكتيريا القولون الكلية Total Coliform
دليل على التلوث البرازى لمياه الشرب	السالبة لصبغة جرام G-ve	بكتيريا القولون المحبة للحرارة Thermotolerant Coliform
دليل على التلوث البرازى لمياه الشرب	الموجبة لصبغة جرام G+ve	البكتريا المعوية Enterococcus

جدول يوضح الدلائل البكتريولوجية لمياه الشرب طبقاً للمواصفة المصرية لمياه الشرب_

والشكل التالى يوضح العلاقات بين الاختبارات الاربعة :



3. الاشتراطات الواجب توافرها في معامل التحليل البكتريولوجي

3.1. التهوية:

- يجب ان يكون المعمل خاليا من الأتربة والتيارات الهوائية والتغيرات الحرارية.
- يفضل ان تكون المعامل مكيفة الهواء بطريقة مركزية. وذلك للتقليل من التلوث ومشاكل الرطوبة ولتسهيل العمل تحت ظروف ثابتة.

3.2. المكان المتاح:

- يصمم المعمل ليعمل تحت ظروف تقل فيها الحركة والزوار، وبحيث يحتوي على مكان لتحضير وتعقيم أوساط نمو البكتريا والأدوات الزجاجية والأجهزة ووجود كابينة الامان الحيوى.
- يجهز المعمل بمصدر إضاءة غير ساطعة (مبهرة) قوتها حوالي 1000 شمعة Lux.

3.3. منضدة المعمل:

- يخصص 2م² على الأقل من المنضدة لكل فرد، ومساحة إضافية للتحضير والخدمات.
- تستخدم عادة منضدة مغطاة بصلب مقاوم للصدأ يكون من الاستنلس ستيل، أو بألواح الفورمايكا، او بلاستيك ابوكسى ، أو غيرها من الأسطح الملساء، الغير منفذه وتكون خاملة Inert , ومقاومة للتآكل وبها أقل عدد من الشقوق .
- أبعاد منضدة العمل فى حالة الوقوف هى 90-97 سم ارتفاع و 70 -76 سم عمق، اما أبعاد منضدة العمل فى حالة الجلوس يكون الارتفاع 75-80 سم .

3.4. الجدران والأرضيات:

- تغطى الحوائط بسطح املس دون خدوش يسهل تنظيفه مثل السيراميك، وتغطى الأرضيات بمواد ملساء كأرضيات الفينيل يسهل غسلها.

3.5. تنظيف المعمل:

- ينظف المعمل بطريقة دورية وذلك بغسل المناضد والأرفف والأرضيات والنوافذ ويستخدم محلول تعقيم.

4. أدوات وأجهزة المعمل الميكروبيولوجي Equipment and Instruments

تنبيه هام: اقرأ كتيب تشغيل الجهاز بتروى وفهم ،
واتبع تعليمات التشغيل قبل العمل عليه .



4.1. الحضانات Incubators



- يجب أن توفر الحضانات حرارة متجانسة وثابتة على طول الوقت في جميع الأجزاء والتي لا يجب أن تختلف أكثر من $\pm 0.5^\circ\text{C}$.
- تزود الحضانات بأرفف من السلك المفتوح أو ألواح مثقبة بينها مسافات لضمان أنتظام الحرارة خلال الغرفة.

- تترك مسافة 2,5 سم بين الجوانب وصفوف الأطباق أو سلال الأنابيب.
- تأكد أن الحضانة تعطى حرارة التحضين المطلوبة، واكشف وسجل الحرارة مرتين يوميا (صباحا وبعد الظهر).
- وإذا أستعمل ترمومتر زجاجي، يغمس خزان الزئبق والساق في جليسين إلى علامة الساق، ولأفضل النتائج يستعمل ترمومتر متصل بمسجل مع نظام إنذار.
- ويجب أن توضع الحضانة في منطقة حرارتها ما بين 16 إلى 27°م.
- لاختبار العد الكلي البكتيري عند 22°م يجب أن تكون الحضانة مزودة بوحدة تبريد .

4.2. أفران التعقيم بالهواء الساخن Hot Air Sterilizing Ovens



- أستعمل أفران التعقيم بالهواء الساخن ذات السعة المناسبة لحجم العمل حتى لا تكون مزدحمة.
- ويجب أن تكون منتظمة ومتماثلة الحرارة في جميع أجزائها بحيث توفر الدرجة المناسبة للتعقيم (170 ± 10°م) وتكون مزودة بترمومتر مناسب.
- يختبر الأداء كل شهر بإستخدام المتاح سواء شريط الجراثيم أو معلق الجراثيم

Spore strips or spore suspensions (*Bacillus.subtilis*)

- وتراقب درجة الحرارة بترموتر دقيق عند مجال 160–180 °م وتسجل النتائج.
- وتستعمل أشرطة بيان الحرارة Heat-indicating tape لبيان صحة عملية التعقيم لأي مواد تعرض لحرارة التعقيم.
- يجب أن يتم تنظيف الحضانة بشكل روتيني .

4.3. الأوتوكلاف Autoclave



- يستخدم الأوتوكلاف ذي سعة كافية بحيث تتناسب مع حجم العمل اليومي ولمنع الأزدحام داخله.
- ويجب أن يكون جهاز بحيث يعطى حرارة متماثلة في حيز التعقيم (حرارة التعقيم 121 °م : 124 °م)، ومجهز بترموتر دقيق ومستودع الزيتق الخاص بالترموتر يجب أن يكون في مستوى خروج العادم Exhaust ليسجل أقل حرارة في غرفة التعقيم.



- ويكون جهاز بمقياس للضغط وصمامات أمان مناسبة ومتصلة مباشرة بمصدر البخار المشبع، ومجهز بفلتر مناسب لإزالة الجسيمات وقطرات الزيت أو متصل مباشرة بمصدر لتوليد البخار.
- وقادر على الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة خلال 30 دقيقة.
- تسجل الأدوات التي يتم تعقيمها، والحرارة، والضغط والزمن لكل دورة، ويستعمل ترمومتر بجهاز تسجيل، وتضبط حرارة التشغيل أسبوعيا بترموتر .

- يختبر الأداء شهريا بشريط أو معلق من الجراثيم. Spores Bacillus Sterothermophilus
- يستعمل شريط بيان الحرارة لمعرفة المواد التي تم تعقيمها (عن طريق تغير لون الشريط).

4.4. أجهزة العد البصرية Optical Counting Equipment

4.4.1. للأطباق المصبوبة أو المفرد عليها: Pour and spread plates

تبيه هام: لا يتم وضع اي مواد مطهرة مع الاشياء التي يتم اعدامها في الاتوكلاف مثل الكلور حتى لا يتسبب في التآكل..



- يستخدم جهاز لعد المستعمرات من نوع Dark-fields، يوفر 1,5 مرة

تكبير طبيعي مع وضوح الرؤية والإضاءة الكافية.

4.4.2. للمرشحات الغشائية Membrane filters

- يستخدم ميكروسكوب Binocular بقوة تكبير 10 – 15 مرة و يمكن توفير مصدر ضوء فلورسنت بزاوية 60 إلى 80 درجة أعلى المستعمرات، وإستخدام الإضاءة بزاوية منخفضة للمستعمرات الغير ملونة.

4.4.3. أجهزة العدّ والحصر Colony Counter: لا تستخدم عدادات المستعمرات التلقائية

- Automatic colony counters عند تحديد العد لأغراض المطابقة Compliance purposes أو عند تعداد الأطباق المصبوبة، التي تحتوي عادة على مستعمرات دقيقة مغمورة في الأوساط الغذائية الشفافة الملونة.



- وعندما تستخدم عدادات المستعمرات التلقائية automatic colony counters يتم معايرة الوحدات عند تركيبها واختبار الأداء باستخدام أساليب العد التقليدية.


4.5. جهاز قياس تركيز أيون الأيدروجين pH Equipment



جهاز قياس الأس الأيدروجيني

- أستعمل جهاز كهربى لقياس تركيز أيون الأيدروجين، دقته على الأقل 0,1 وحدة pH لتقدير قيم الـ pH للبيئات الغذائية ويحتوي على تعويض تلقائي لدرجة الحرارة.
- يستخدم القطب المناسب طبقاً لنوع الوسط الغذائي الذى يراد قياسه كالاتى:
- الكترود مسطح (Flat Surface pH Electrode) لتقدير الـ pH لمزارع الأجار الصلبة.

- الكترود مدبب او دائرى (Spherical pH Electrode) لتقدير الـ pH للاوساط السائلة.



أقطاب قياس الأس الأيدروجيني

- يتم عمل تقييس Standardization للجهاز قبل كل سلسلة من الإختبارات بإستخدام محاليل منظمة قياسية (4 و 7 و 10) وتعوض أو تكافيء الحرارة، ويتم التأكد من ضبط الميل slope المطلوب.
- يكتب على المحاليل المنظمة Standard buffers التي تم فتحها تاريخ الفتح وتضبط شهريا بإستعمال جهاز آخر لقياس pH.
- ويفضل إستخدام pH meter رقمي Digital

تنبيه هام: اترك الاوساط الغذائية حتى تبرد قبل قياسها بالالكترود حتى لا يتلف بسبب الحرارة.



4.6. الموازين Balances



الميزان الإلكتروني والميزان علوي التحميل

- استعمل ميزان حساس Analytical balance له حساسية 1 ملجم .
- يلزم إجراء الخدمة الروتينية والمعايرة سنويا أو أطول حسب تغير الحالة أو حدوث مشاكل وذلك بواسطة فني من قبل مركز معايرة معتمد.
- نظف الميزان قبل وبعد أي استخدام باستخدام فرشاة ناعمة ويفضل المصنوعة من شعر الجمل.
- نظف كفة الميزان بعد كل استخدام وتزال بقايا المواد التي تسقط باستخدام قماش معلمي Lab tissue.
- يتم تداول صنج الميزان باستخدام ملقط ذا طرف بلاستيكي ويجب أستبعاد الصنج التي حدث فيها تآكل أو صدأ، ويتم معايرة الصنج شهريا باستخدام صنج قياسية.
- توضع الموازين على الأسطح الصلبة لتجنب الإهتزازات وفي المواقع التي تنخفض فيها مستويات الرطوبة.

4.7. أدوات تحضير البيئات Media preparation Utensils


- أستعمل زجاج بوروسليكات أو أي أوعية أخرى غير متآكلة مثل الاستينلس ستيل.

- تستخدم الأدوات الزجاجية، النظيفة الخالية من البقايا، مثل الآجار الجاف أو أي مواد أخرى غريبة يمكن أن تلوث الوسط الغذائي.



4.8. الماصات و الماصات الدقيقة والمخابير المدرجة:


(Pipets, Micropipets, and Graduated Cylinders)



صورة توضح انواع مختلفة من الماصات (Micropipets)

- استعمل ماصات بأي حجم مناسب، بحيث يمكنها أن تمدك بالحجم المطلوب بدقة وبسرعة.
- خطأ التدرج لا يجب أن يزيد عن 2,5 %.
- استعمل الماصات ذات التدرج الثابت وغير مكسورة النهاية.

- لا تستخدم الماصة عن طريق الفم، واستخدم مالى الماصات.



بعض وسائل ملء وتفريغ الماصات

- تستخدم نهايات معقمة sterile tips محددة للماصات الدقيقة والإستخدام المقصود بها.

4.9. علب الماصات Pipette Cans



- استعمل علب من الألومنيوم أو الاستنلس ستيل، قطرها من 5 الى 7,5 سم, اسطوانية أو مستديرة وطولها حوالي 40 سم.

- وإذا كانت هذه غير متاحة، لف الماصات في ورق منفردة وأستعمل نوعية جيدة من الورق (sulfate pulp (kraft) paper لمنع الشياط أثناء التعقيم.
- ولا تستعمل علب نحاسية أو من سبائك النحاس كحاويات للماصات.

4.10. الثلاجات Refrigerators



- استعمل ثلاجة توفر درجة حرارة بين 2 - 8 درجة مئوية لتخزين البيئات، والعينات، والأدلة وغيرها.
- لا تحفظ المذيبات المتطايرة، في الثلاجة مع البيئات.
- ربما تسبب الثلاجات من نوع Frost free جفاف زائد للبيئات عند تخزينها لمدة أطول من أسبوع ويجب ألا تستخدم إذا حدث ذلك.
- وتسجل درجة الحرارة يوميا وتنظف الثلاجة شهريا، ويصنف ويكتب التاريخ على المواد المخزنة في الثلاجة.
- ويسال الثلج المتكون في الثلاجة كلما أحتاج الأمر وتخلص من المواد المخزنة التي تخطت فترة التخزين .

4.11. الفريزر Freezer




- وسيتم تحديد مدى درجة حرارة الفريزر بواسطة الإحتياجات التحليلية ، على سبيل المثال، لحفظ السلالات البكتيرية.
- قد يكون مدى فريزر المختبر القياسي من (-10 إلى -20 درجة مئوية $\pm 5^\circ$ م) أو إلى درجة حرارة منخفضة للغاية مثل (-70 إلى -90 م°).
- تراقب درجة حرارة هذه الوحدات, تسجل الحرارة يوميا, ومن الأفضل إستخدام ترمومتر بمسجل مع نظام إنذار Alarm.
- ويصنف ويكتب التاريخ على المواد المخزنة,
- ويتم التخلص من المواد التي تخطت فترة التخزين.

4.12. وسائل مراقبة وتسجيل الحرارة Temperature-Monitoring Device

- تستعمل ترمومترات زجاجية أو معدنية مدرجة إلي 0,5 °م لمراقبة الحضانة والثلاجات.



Data Logger



ترموتر

- تستعمل ترمومترات تدريجها 0,1 °م للحضانة التي تعمل على درجة أعلى من 40 °م تضبط دقة


وسائل مراقبة وتسجيل الحرارة سنويا بإستعمال ترمومتر معتمد

.National Institute of Standards and Technology (NIST)

- وعندما يكون ممكنا، وصل الحضانة وحمامات المياه Water Bathes بمسجل لدرجة الحرارة يعمل

بإستمرار لتسجيل الحرارة تلقائيا Data Logger.

4.13. زجاجيات أو أنابيب التخفيف Dilution Bottles




- أستعمل زجاجات أو أنابيب من زجاج مقاوم، يفضل البوروسليكات تغلق بغطاء زجاجي مسنفر أو غطاء قلاووظ مزود ببطانة لا ينتج عنها بالتعقيم مركبات سامة أو معوقة لنمو البكتريا.
- لا تستعمل سدادات القطن.
- يجب أن تكون مستويات التدرج على جدران أنابيب التخفيف غير قابلة للمحو، وتؤكد من دقة التدرج بالمستوى المطلوب.
- يمكن إستعمال الأدوات البلاستيكية من مواد غير سامة وبحجم مناسب على أساس قابليتها للتعقيم الجيد.
- تستبعد أي زجاجيات بها شروخ أو خربشة.

4.14. أطباق بترى Petri Dishes



- أستعمل للعد البكتيري أطباق بتري زجاجية أو بلاستيكية (100 x 15 مم) أو (150x20
- استعمل أطباق قاعها خال من الفقاعات والخدوش ويكون مستو تماما وبالتالي تكون البيئة متماثلة السمك خلال الطبق.
- يستعمل في حالة المرشحات الغشائية أطباق بلاستيكية أو زجاجية (60 X 15 مم) ذات غطاء حر أو ذات غطاء محكم (50 X 12 مم).
- عقم الأطباق الزجاجية وأحتفظ بها في علب معدنية (ألومنيوم أو استنلس ستيل ولكن ليست نحاسية) ، أو لفها في ورق كرافت (Kraft) قبل التعقيم.
- يفضل استعمال الأطباق البلاستيكية المعقمة.

4.15. جهاز الترشيح الغشائي Membrane filtration equipment



جهاز الترشيح الغشائي

- استعمل قمع ترشيح وحامل المرشح مصنوع من ستانلس ستيل الغير ملحوم، أو الزجاج، أو بلاستيك القابل للتعقيم في الأوتوكلاف ، ولا يسرب وغير معرض للتآكل.
- يمكن استعمال أجهزة خارج المعمل Field laboratory kits,

- يستخدم في المعمل أجهزة الترشيح والطرق القياسية.
- يركب الجهاز قبل الإستعمال، ويختبر للتسرب، وتستبعد الوحدات إذا خدش السطح الداخلي. وتغسل ويشطف الجهاز جيدا بعد الإستخدام، ويلف الجهاز في ورق كرافت غير سام أو في ورق ألومنيوم أو بوضع في وعاء غير متآكل ويعقم في الأوتوكلاف.

4.16. أنابيب التخمر و الدراهم Fermentation Tubes and Vials




- أستعمل أنابيب التخمر من أي نوع تتناسب مع حجم الوسط الغذائي والعينة المضافة.
- عند أستعمال أنابيب للإختبار ، ضع بالأنبوبة الكبيرة أنبوبة صغيرة مقلوبة (Durham tube or vial).
- يجب أن تكون الأنبوبة الصغيرة مملوءة تماما بالوسط الغذائي، وتكون مغمورة جزئيا في البيئة، وبحجم كاف يسمح بإدراك تكون فقاعات غاز ولو بحجم بسيط.

4.17. معدات التلقيح Inoculating Equipment

- استعمل لوب من السلك يتحمل الحرارة من سبيكة نيكل كروم أو بلاتين للتعقيم باللهب.

- استعمال لوب ذات قطر 3 مم على الأقل.

Microbiological Transfer Instruments.
(a) Inoculating needle, and
(b) Inoculating loop.



- يمكن استعمال ناقل من الخشب الصلب أو البلاستيك Hardwood or plastic applicator بحيث يستعمل مرة واحدة, قطره (0,2 – 0,3 سم) , و أطول من الأنبوبة على الأقل بمقدار 2.5 سم.
- وتعقم النواقل الخشبية بالحرارة الجافة, وتعقم النواقل البلاستيكية بالأوتوكلاف وتخزن في أوعية من الزجاج أو أي مادة أخرى ليس لها تأثير سام.
- وتوجد لوب بلاستيكية معقمة ومعبأة مسبقاً للاستخدام مرة واحدة.

4.18. زجاجات العينات Sample Bottles

- استعمال لعينات التحليل البكتريولوجي زجاجات معقمة من الزجاج أو البلاستيك بحجم وشكل مناسب.
- استعمال الزجاجات التي يمكن أن تستوعب حجم كاف من العينة لإجراء جميع الاختبارات التي من المفروض إجرائها مع ترك فراغ من الهواء بالزجاجة عند ملئها .
- الزجاجات تسمح بالغسيل الجيد، وتحافظ على العينة غير ملوثة حتى استكمال الإختبارات.



- يفضل استعمال الأوعية البلاستيكية، ذات الحجم المناسب واسعة الفوهة، والمصنوعة من مواد غير سامة مثل البولي بروبيلين والممكن تكرار تعقيمها.
- متوافر تجارياً أكياس البلاستيك سابقة التعقيم، مع أو بدون مادة نازعة للكور (صوديوم ثايو سلفات Sodium thiosulfate)، وربما تستعمل.
- تحد الأوعية البلاستيكية من إمكانية الكسر خلال النقل وهي كذلك خفيفة الوزن.
- ربما تستعمل الأغشية البلاستيكية أو المعدنية ذات القلاووظ والبطانة على زجاجات العينات على اعتبار أنها لا تنتج أي مركبات سامة بالتعقيم.

4.19. الميكروسكوبات Microscopes

- تعتمد خصائص الميكروسكوبات مثل التكبير ومكونات الإضاءة على احتياجات المعمل.
- إن معظم معامل الميكروبيولوجي الأساسية بها ميكروسكوب مركب ضوئي bright field.

- يجب أن يتم التحقق من قبل الشركة المصنعة من معايرة ميكرومتر مسرح الميكروسكوب Stage micrometer calibration وكذلك جودة العدسة و بؤرة التركيز.

- أتبع توصيات الشركة الصانعة لتعديل الإضاءة و تركيز البؤرة للعدسات العينية، وتحقق من المواءمة بشكل روتيني.



- اتبع Kohler illumination procedures لكل هدف من الأهداف المستخدمة.

- ينظف جسم الميكروسكوب فضلا عن العدسات بعد كل استخدام.

- يستخدم زيت الغمر الموصى به من قبل الشركة المصنعة لعدسات الغمر في الزيت فقط.

- ينفخ الغبار بإستخدام الهواء المضغوط أو لمبة المطاط، ولا تنفخ على العدسات.

- أستخدم فقط (Kimwipes tissues) حتى تكون آمنة على العدسات ومحاليل التنظيف المصممة للميكروسكوبات.

- يتم تغطية الميكروسكوب عندما لا تكون قيد الإستخدام و يخزن في المناطق حيث درجات الحرارة والرطوبة منخفضة بإستمرار.

- بالنسبة لبعض الميكروسكوبات، على سبيل المثال، الميكروسكوبات الفلوريسنت fluorescent microscopes، سجل مرات إستخدام المصباح و الوقت الفني لحساب فترة نصف العمر للمبة .

- وتراقب لمبة الميكروسكوب بمقياس للضوء وتستبدل عند حدوث فقد محسوس في إشعاعها، ويسجل استعمال اللمبة، لتحديد الكفاءة.

4.20. كابينة الهواء المتدفق / Laminar Air Flow

- الهدف من وحدات التدفق Laminar-flow هو حماية العينة فقط من التلوث .
- في وحدات التدفق Laminar-flow يتدفق الهواء إلى الخارج و يهب الهواء المعقم في إتجاه المشغل.



4.21. كابينة الأمان الحيوي Biological Safety Cabinets

- تستخدم في التعامل مع السلالات البكتيرية والعينات الملوثة.
- تصنف كابينة الأمان البيولوجية وفقا لدرجة الحماية لكل من العاملين والنشاط لميكروبيولوجي والبيئة.



- تعقم جميع الوحدات بعد كل استخدام.

- وتعرض كل تشغيلة لأطباق من الآجار TSA agar للهواء المناسب من الكابينة، وتحضن الأطباق عند 35 °م لمدة 48 ساعة ويختبر التلوث (لا نمو على البيئة إذا كانت الكابينة تعمل جيدا).

4.22. لمبات الأشعة فوق بنفسجية Ultraviolet Lights



- يمكن استخدام لمبات الأشعة فوق بنفسجية (254-nm) UV lights للأغراض الصحية ولتقليل تلوث الحامض النووي.
- وتستخدم لمبات الأشعة فوق بنفسجية طويلة الموجات (365-366 Long-wave UV lights (nm) لأكتشاف الوهج الفلوروسينتى للطرق الأنزيمية.
- تفك الوحدة شهريا وتنظف اللمبات بإستعمال قطعة قماش مبللة بكحول الإيثانول تركيز 70%, وتختبر اللمبة كل 3 شهور بجهاز قياس الأشعة فوق بنفسجية, وتستبدل إذا كانت تشع أقل من 70% من أصل قوتها أو إذا عرضت لها مياه ذات محتوى من الكائنات الدقيقة يتراوح بين 200 – 300 مستعمرة ولم يتم خفضها بواقع 99% خلال دقيقتين من التعرض للأشعة.

تحذير: على الرغم أن الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة (254 نانومتر) معروف أنها أكثر خطورة من تلك ذات الموجات الطويلة (365 نانومتر)، إلا أن كلا النوعين يمكن أن يضر العين والجلد وهي مسرطنة قوية.

- احم عينيك والجلد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

4.23. وسائل توزيع البيئات Media and Solution Dispensers




- تضبط دقة الحجم الموزعة بوحدة التوزيع باستخدام مخبار مدرج Class A مع كل بداية لتغيير الحجم ودوريا خلال العمل الطويل.
- وإذا كانت الوحدة تستخدم أكثر من مرة خلال اليوم، يسخ حجم كبير من المياه Reagent grade خلال الموزع للشطف.
- ويتم إصلاح التسريبات Leaks والوصلات الغير محكمة أو ذات الأداء السيئ مباشرة.
- ومع نهاية العمل اليومي، يتم فك الجهاز إلى أجزاء، ويغسل، ويشطف بمياه من نوعية Reagent water ويجفف، وتشحم Lubricate الأجزاء طبقا لتعليمات المصنع أو على الأقل مرة كل شهر.

4.24. حضانة الحمام المائي Water bath incubator



- يتم التأكد من أن حضانة الحمام المائي تعطى حرارة الإختبارات عند درجة $35 \pm 0,5$ م° أو $44,5 \pm 0,2$ م°. ويحتفظ بترمومتر مناسب مغموس في الحمام، وتراقب وتسجل الحرارة يوميا (صباحا وبعد الظهر) ويمكن أستعمال ترمومتر متصل بمسجل مع نظام إنذار.
- ويستعمل فقط حوامل أنابيب المصنعة من معدن مغطى بالبلاستيك، أوالاستنلس ستيل، أو أي مواد مقاومة للتآكل والصدأ. ويفضل الحمام المائي ذو الغطاء الجمالوني. وينظف الحمام المائي كلما أحتاج الأمر.

4.25. المرشحات الغشائية والوسائد Membrane filters and pads



يجب أن تتوفر في المرشحات الغشائية والوسائد المستخدمة في تحليل المياه الإشتراطات التالية:

- قطر المرشح (الفلتر) 47 مم، وقطر الثقوب 0,45 ميكرون، ويجب أن تكون الثقوب على الأقل 70 % من مساحة المرشح.
- وعندما تطفو المرشحات على Reagent water ، تنتشر المياه بانتظام خلال المرشحات خلال 15 ثانية بدون مناطق جافة على المرشحات.
- يجب أن تكون معدلات الإنسياب Flow rates خلال المرشحات على الأقل 55 مل/الدقيقة/سم³ عند 25 °م والضغط التفاضلي Differential pressure يعادل 93 KPa.
- يجب ألا يكون للمرشحات تأثير سام، وتكون خالية من المواد التي تمنع أو تشجع النمو، وخالية أيضا من المواد التي تتداخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع نظم الدلائل البكتيرية الموجودة في البيئات؛ ويكون الحبر المستخدم في تقسيم الفلتر غير سام. ويجب أن يكون المتوسط الحسابي لنسبة الأعداد البكتيرية التي تظهر على المرشحات 90 % على الأقل من المتوسط الحسابي للعدد على خمسة أطباق معدة بطريقة الفرد السطحي وباستعمال نفس الحجم من العينة وبيئة الأجار.

- أن تحجز المرشحات الكائنات من 100 مل من معلق بكتيريا *Serratia marcesens* يحتوي على 310 خلية.
- ألا يزيد المستخلص المائي للمرشح عن 2.5% بعد غليان المرشح في 100 ملل ماء لمدة 20 دقيقة، ويجفف، ويبرد، ويصل إلى وزن ثابت.
- قطر الوسادة الماصة Absorbent pad 47 مم، والسمك 0,8 مم، وقدرة الامتصاص $0,2 \pm 2$ مل من مرق الأندو Endo broth.
- تخرج الوسائد Pads أقل من 1 ملجم من الحموضة الكلية مقدرة على صورة كربونات كالسيوم CaCO_3 عندما تعادل بإستخدام 0,02N من الصودا الكاوية NaOH مع الفينول فيثالين - Phenolphthalein.
- إذا كان المرشح والوسادة الماصة غير معقمة يجب أن لا تتحلل بالتعقيم عند 121°C لمدة 10 دقائق. أكد التعقيم بغياب النمو عند وضع المرشح والوسادة مشبعة بمرق أو آجار مستخلص التريتون جلوكوز Tryptone glucose extract والتحصين على 35°C لمدة 24 ساعة.

4.26. جهاز التقطير Water Still



- تنتج أجهزة التقطير مياه من الدرجة الجيدة والتي تتدنى خواصها ببطيء مع الوقت بحدوث التآكل، الإرتشاح، التلوث Corrosion, leaching, and fouling, ويمكن التحكم في هذه الحالات بالصيانة المناسبة والتنظيف.
- ويزيل التقطير بكفاءة المواد الذائبة ولكن لا يزيل الغازات الذائبة أو المواد العضوية المتطايرة.
- وربما تحتوى المياه المقطرة حديثا على كلور و أمونيا (NH_3), ومع التخزين يحدث إمتصاص لزيادة من الأمونيا وثاني أكسيد الكربون من الهواء.
- وتستعمل مياه ميسرة Softened water كمصدر للمياه للإقلال من تكرار تنظيف جهاز التقطير.
- يتم تفريغ المياه العادمة Drain وتنظيف جهاز التقطير والخزان طبقا لتعليمات المصنع والإستخدام.

4.27. جهاز قياس التوصيل الكهربائي conductivity meter



- يقاس التوصيل الكهربائي للماء باستعمال جهاز قياس التوصيل الكهربائي Electrical Conductivity Meter الذي يرتبط بخلية أو قطب حساس للتوصيل الكهربائي، وتؤخذ القراءات بشكل مباشر من مقياس الجهاز ثم تعدل القيم الناتجة عند درجة حرارة 25 سليزيوس على اعتبار هذه الدرجة قياسية للتوصيل الكهربائي.
- يستفاد من قياس التوصيل الكهربائي لتحديد جودة الماء المقطر حيث يكون الماء الخالي من الأيونات Deionized Water عديم التوصيل للكهربائية إذ تكون قيمته قريبة من الصفر.
- إذا تم تخزين الماء المقطر لعدة أسابيع يمكن ان ترتفع قيمة التوصيلية وتنتج هذه الزيادة عن امتصاص الماء لغاز ثنائي أوكسيد الكربون أو غاز الأمونيا إن وجد في الجو.
- يتم معايرة جهاز الفحص بوساطة محاليل قياسية ذات توصيلية كهربائية معلومة

TABLE 9020:I. KEY QUALITY CONTROL PRACTICES

Item	Action	Frequency
Air in workplace	Monitor bacterial density	Monthly
Autoclave	Check temperature with max-registering device	Weekly
	Check performance with bioindicator	Monthly
	Check timing	Quarterly
Balances	Check zero	Daily before use
	Check accuracy with at least 2 weights	
	Service and recalibrate	Monthly, preferably
Biosafety cabinet	Inspect for airflow	Each use
	Have certified	Annually
Conductivity meter	Calibrate	Monthly
Dilution water bottles	Check sterility, pH, and volume	Each batch or lot
Freezer	Check temperature	Daily
	Defrost	Annually
Glassware	Inspect for cleanliness, chips, and etching	Each use
	Check pH with bromthymol blue	Each wash batch
	Conduct inhibitory residue test	Initial use and new washing procedure (also may be annual)
	Check for autofluorescence if used for testing	Each batch or lot
Hot-air sterilizing oven	Check temperature	Each use
	Check performance with bioindicator	Monthly
Incubator	Check temperature	Twice daily when in use
Media	Check sterility, pH, and appearance	Each batch or lot
	Check performance with + and - culture controls	Each batch or lot
	Check recovery of new vs. old media	Before first use
Media-dispensing apparatus	Check volume dispense accuracy	Each volume change
Membrane filters	Check sterility and properties	Each new lot
Membrane-filtration equipment	Check for leaks and surface scratches	Each use
	Check sterility	Pre- and post-test
	100-mL volume check	Initially
Micropipettors	Check dispense accuracy and precision	Quarterly or more frequently if heavily used
	Calibrate	Annually
	Calibrate	Annually
Microscope	Clean optics and stage, check alignment	Each use
Multi-well sealer	Check performance	Monthly
pH meter	Standardize with at least 2 buffer solutions	Each use
	Determine slope	Daily
Plate counts	Perform duplicate analyses	Monthly
	Repeat counts	Monthly
Reagent water	Monitor quality	See Table 9020:II
Refrigerator	Check temperature	Daily
Sample bottles	Check sterility	Each batch or lot
	Check dechlorination agent efficiency	Each batch or lot
	Check 100 mL line	Each lot
	Check for autofluorescence if also used for testing	Each lot
Temperature devices:		
Working units	Check accuracy	Annually, preferably semiannually
Reference units	Recertify	Every 5 years
Timer:		
Autoclave	Check timing with stopwatch	Quarterly
Stopwatch	Check against National Time Signal	Annually
UV lamps, short-wave disinfection	Monitor bulb use	Each use
	Test with UV meter or perform plate count check	Quarterly
Weights:		
Working	Check with reference weights	
Reference	Recertify	Annually

5. احتياطات الأمان داخل معمل البكتريولوجي

- ارتداء المعطف النظيف Laboratory coat قبل الدخول للمعمل ويجب غلق المعطف.
- التعامل مع أي عينة بالمختبر مهما كان نوعها على أنها عينة معدية.
- عدم الأكل والشرب أو جلب الأغراض الشخصية داخل المعمل.
- تنظيف طاولة العمل Bench بالمطهر المناسب (commercial ethanol 70%) قبل وبعد العمل.
- يجب إبلاغ مدير المعمل أو من ينوب عنه في حال تلوث أو انسكاب أي مادة أو كسر أي أداة زجاجية.
- عدم حمل العينات أو المزارع الميكروبية خارج المعمل.
- كتابة جميع البيانات التوضيحية على كل عينة.
- الحرص على نظافة وسلامة الاجهزة والمعدات.
- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل مغادرة المعمل.
- يجب التعامل مع جميع المواد الكيميائية بحذر والتعامل معها حسب توصيات الصانعين.
- عدم لمس العينين أو استخدام الفم اثناء العمل داخل المعمل.
- كافة ادوات المعمل المستخدمة من أنابيب وماصات وشرايح وماصات توضع في الاواني الخاصة بها لحين تنظيفها.
- يجب أن يتم التعامل مع السلالات البكتيرية داخل الكابينة الواقية Safety cabinet مع ارتداء القفازات الواقية.

- في حالة استخدام القفازات الواقية يجب عدم لمس كافة محتويات المختبر حتى لا تتلوث.
- العينات والمزارع الملقحة والقفازات الملوثة المراد التخلص منها توضع في الانية المحددة لذلك حتى يتم اعدامها والتخلص منها بالطرق الصحيحة المناسبة.
- الشعر الطويل يجب أن يربط للخلف لتلافي خطر الاحتراق والتلوث.
- تحرق ابرة التلقيح Loop او الابرّة الناقلّة قبل وبعد الاستعمال.
- المجهر Microscope يعتبر الصديق المصاحب لك فيجب صيانته والتعامل معه بدقة, ويجب تنظيف العدسات وإزالة اثار زيت السيدر وعدم ترك الشريحة على المجهر وغلق المجهر بعد الانتهاء من الفحص.
- عدم رمي المواد التالفة والاوساخ في حوض الغسيل.
- الحرص على اطفاء اللهب بعد الانتهاء من العمل.
- في حال وقوع مزارع ميكروبية حية، ابق هادئاً واتبع الاتي:
 - ارتدى قفاز للوقاية اولاً
 - اسكب مادة مطهرة بكمية وافرة فوقها.
 - ضع منشف ورقية او قطعة قطن فوق المادة المسكوبة.
 - ارفع المنشفة او القطن بعد 15 دقيقة وضعها في الوعاء المخصص.



صورة توضح كيفية التصرف فى حالة انكساب السوائل داخل المعمل

6. الغسيل والتعقيم Washing and Sterilization

هناك عمليات هامة يتم اجراءها فى معمل الميكروبيولوجى قبل تحضير الاوساط الغذائية وزراعة العينات عليها، وهى ما سنتعرف عليها بالتفصيل فى هذا الفصل، وهى كالاتى :

1- غسيل الادوات

2- التعقيم وانواعه

6.1. الغسيل Washing

لاحظ انه لكي يتم إزالة جميع آثار المنظف السائل المستخدم فإنه يلزم شطف الزجاجيات بالماء البارد من 5 إلى 10 مرات بعد غياب فقاعات الصابون

6.1.1. نظف كل الزجاجيات جيدا باستخدام منظف مناسب مع

الماء الساخن.

6.1.2. أشطف بماء بارد لإزالة كل آثار من المركبات التى

استخدمت فى الغسيل

6.1.3. لكي يتم إزالة جميع آثار المنظف السائل المستخدم فإنه يلزم شطف الزجاجيات بالماء البارد

من 5 إلى 10 مرات بعد غياب فقاعات الصابون.

6.1.4. الشطف النهائي يكون بماء مقطر من مرتين إلى 3 مرات.

6.1.5. إذا استعملت غسالة أوتوماتيكية للزجاجيات يتم تركيبها باستخدام مواد سباكة من الاستنلس ستيل

أو أى مواد أخرى غير سامة.

6.1.6. لا تستعمل أنابيب نحاسية لادخال المياه للغسالة، استعمل الاستنلس ستيل أو أى مواد غير

سامة لنظام الشطف بالماء.

6.1.7. لأن بعض محاليل التنظيف من الصعب إزالتها بالكامل، يتم التأكد من نظافة الزجاجات بقياس

pH (لأس السالب لتركيز الهيدروجين) خاصة إذا كانت تتقع في حامض أو قلوي.

6.1.8. لاختبار عدم وجود بقايا القلوي أو الحامض على الزجاجيات يتم اضافة بضع قطرات من

محلول 0.4 % من الكاشف بروموثيمول بلو Bromothymol blue (BTB) أو أى دليل

آخر (BTB يكون لونه أزرق - مخضر فى الوسط المتعادل)، لتحضير محلول 0.4% من

دليل بروموثيمول بلو، أضف 16 ملل من محلول 0.1 عياري من الصودا الكاوية الى 0.1

جرام BTB وخفف إلى 250 ملل بمياه Reagent water.

6.2. التعقيم Sterilization

التعقيم هو العملية التي من خلالها يمكن قتل أو إزالة جميع الكائنات

الدقيقة والجراثيم Spores من الأدوات أو الأوساط الغذائية.

اما التطهير هو تقليل الحمل الميكروبي الى الحد الآمن

عن طريق إضعاف العمليات الحيوية وإيقاف النمو للكائنات الدقيقة

الموجودة فى الأدوات أو الأوساط الغذائية ولا تؤثر على الجراثيم

.Spores


- يوجد طرق للتعقيم هي:

الأشعة فوق البنفسجية
مادة مطهرة

1. طرق فيزيائية: Physical method

2. طرق كيميائية Chemical method

Different Methods



صورة توضح طرق التعقيم باختصار (للمعرفة فقط)

6.2.1.1. أولاً : الطرق الفيزيائية: Physical method

6.2.1.1.1 التسخين:

• التسخين الجاف

• أفران الهواء الساخن: تستخدم في تعقيم الأدوات الزجاجية مثل أطباق بتري والماصات والدورق

وأنايبب الإختبار وأفضل درجة حرارة هي 170°م لمدة لا تقل عن ساعتين.

• اللهب المباشر: بإستخدام لهب بنزن لتعقيم ابر التلقيح المصنوعة من البلاتينيوم.

- لهب الكحول: يستخدم في تعقيم الأدوات المصنوعة من Stainless steel مثل الملاقط forcipes حيث يغمر في الأيثانول ثم يعرض للهب.



• التسخين الرطب:



هو استخدام بخار الماء الذي له القدرة على قتل الخلايا الحية عند استخدامه تحت ضغط عالي حيث أن التسخين بالرطوبة يعمل على تخثر البروتين الخلوي للكائنات الدقيقة .
ويستخدم لتطبيق هذه الطريقة جهاز الأوتوكلاف Autoclave ويستخدم في تعقيم الأوساط الغذائية والمحاليل الملحية والمحاليل السكرية والأقمشة وإعدام المزارع البكتيرية القديمة قبل التخلص منها.

6.2.1.2 الإشعاع:

باستخدام أشعة جاما.

6.2.2 الطرق الكيميائية Chemical method

باستخدام مواد كيميائية:

1. أوكسيد الإيثيلين.

الايثانول 70% والديتول ليست من أدوات التعقيم ولكنها من المطهرات.

2. الأوزون.

3. الفومالدهيد والجلوتارالدهيد.

6.2.3. الطرق الفيزيائية (ميكانيكية) Mechanical method:

وهي طريقة تستخدم لإزالة الكائنات الدقيقة من المحاليل دون قتلها عن طريق الترشيح باستخدام أنواع مختلفة من المرشحات مثل:

Filter membrane , Seitz filter , Sintered glass filter


والترشيح الغشائي هو الأكثر إستخداما حيث يحتوى على مرشحات تتراوح أقطارها من 0.01 إلى 4 ميكرون تمنع مرور الكائنات الدقيقة من خلالها.



SEITZ FILTER

They are made of asbestos pad.

[For further details see Cooper & Gunn Dispensing pp. 582]



Feed Solution

Purified Solution



Seitz filter



Sintered glass filter

6.3. التعقيم المستخدم داخل معامل الميكروبيولوجى in microbiology lab

Sterilization

- عقم الأدوات الزجاجية (الماصات، الأطباق، زجاجات العينات) ، والأدوات المعدنية، عند درجة 170 °م، لمدة لا تقل عن ساعتين.
- عقم المحاليل أو البيئات التي لا تعقم في الأوتوكلاف بالترشيح خلال مرشحات قطر ثقبها 0,22 ميكرون بحيث يستقبل الراشح في إناء معقم.
- عقم زجاجات العينات المصنوعة من البلاستيك في الأوتوكلاف عند 121 °م – 124 °م لمدة 20 دقيقة.
- في حالة الأوعية البلاستيكية أفتح الغطاء قليلا ولا تنزعه قبل التعقيم في الأوتوكلاف لمنع تشوهها.
- في حالة اعدام الأدوات المستخدمة في الزرع والتحليل، ولكي يتم التخلص منها بطريقة آمنة فإنه يلزم تعقيمها في الأوتوكلاف عند درجة 121 °م – 124 °م لمدة 30 دقيقة.
- التعقيم عند 121 °م لمدة 15 دقيقة يقتل الجراثيم، إذا حدث نمو للجراثيم المعالجة بالأوتوكلاف وبعد التحضين في بيئة Trypticase soy broth عند 55 °م لمدة 48 ساعة فإن التعقيم يعتبر غير ناجح.
- استعمل شرائط اختبار الجراثيم Spore Test المتاحة تجاريا أو المعلقات من البكتريا لضبط التعقيم

6.4. حفظ وتخزين العينات Preservation and Storage of samples

- ابدأ الإختبارات الميكروبيولوجية لعينة الماء مباشرة بعد الجمع لمنع التغيرات.
- إذا لم يمكن إجراء ذلك خلال ساعة من الجمع استعمل مبرد الثلج للحفظ خلال النقل إلى المعمل.
- استعمل ناقل خاص لجلب العينات إلى المعمل خلال 6 ساعات.
- اجعل حرارة كل عينات النيل الملوثة و مياه الشرب تحت 10 درجة مئوية خلال فترة النقل وأقصاه 6 ساعات.
- برد هذه العينات في التلاجة 5 ± 3 سليزيس عند درجة حرارة وعند أستلامها في المعمل يتم تحليلها خلال ساعتين.
- عندما تستدعى الظروف المحلية تأخير وصول العينات عن 6 ساعات، قم بإجراء الإختبارات في الحقل باستخدام الأجهزة الحقلية أو أستعمل طرق التأخير في التحضين Delayed incubation procedures.
- لا يجب أن يزيد الوقت الذي يمضى بين الجمع والاختبار عن 24 ساعة.
- سجل الوقت وحرارة التخزين لكل العينات مع الأخذ في الأعتبار التفاصيل في تفسير البيانات والنتائج.

7. الأوساط الغذائية Culture media

7.1. الأوساط الغذائية:

- هي المواد الغذائية التي يمكن للكائن الحي أن ينمو فيها أو عليها وهي متباينة في التركيب
- وهي تستعمل لتنمية البكتريا ودراسة تأثير الكائنات الحية على المواد الغذائية في الوسط الغذائي
- وعموما تتكون أي بيئة من مصادر غذائية مثل :
 - مصدر كربوني : والتي يحصل عليها من الكربوهيدرات مثل سكر الجلوكوز والمالتوز واللاكتوز
 - مصدر نيتروجين (آزوتي) : ويحصل عليه من أملاح الأمونيوم والنترات وبعضها يتطلب آزوت عضوي ويفضل إستخدام البيبتون ومشتقاته.
 - مصدر للفوسفات والكبريت: الفوسفور يستخدم في تخليق الأحماض النووية والفوسفوليبيدات، والكبريت لتكوين الأحماض الأمينية الكبريتية.
 - وتضاف للبيئة الغذائية الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم وأيون الفوسفور وبعض المعادن بكمية ضئيلة جدا مثل الزنك وغيره والمنجنيز والتي تستخدم في نمو البكتريا.
 - ويجب توفر جميع العوامل الضرورية للنمو كتوفر نسبة الرطوبة وتركيز أيون الهيدروجين pH والضغط الأسموزي والتوتر السطحي وحالة الأكسدة والإختزال.

7.1.1. تقسيم البيئات الغذائية على حسب القوام (الشكل):

- أوساط صلبة

- **أوساط سائلة** : مثل المرق المغذى ومثل اللبن
- **أوساط صلبة قابلة للإسالة** : هذه الأوساط تحتوى على مادة الاجار أو الجيلاتين في تكوينها وبالتالي فهي أوساط تتصلب في درجة الحرارة العادية ويمكن اسالتها بالتسخين
- **أوساط شبه صلبة** : تحتوى فقط على 3 جرام من الاجار في اللتر .

7.1.2. تقسيم البيئات الغذائية على حسب الوظيفة إلى :

7.1.2.1. Enriched Media: البيئات المخصبة:

إضافة بعض المواد الضرورية إلى المنبت الغذائي الصلب أو السائل كالدّم، السيرم وبعض المستخلصات النباتية والحيوانية لكي تساعد هذه المواد على نمو وتكاثر البكتيريا.

7.1.2.2. Selective Media: البيئات الانتقائية

إضافة بعض المواد الكيماوية أو المختارة إلى المنبت الغذائي لأجل منع نمو نوع واحد أو مجموعة من البكتيريا وليس الأنواع الأخرى.

فمثلا إضافة صبغة الايوسين، الكريستال البنفسجية، وأزرق الميثيلين للمنبت الغذائي حيث يؤدي لنمو نوع معين من البكتيريا وعدم نمو الأنواع الأخرى.

7.1.2.3. Differential Media: البيئات المميزة للميكروبات

ينتج عن إضافة بعض الأصباغ والمواد الكيماوية مع المنبت الغذائي تغير لبعض أنواع الكائنات المجهرية بعد الزرع والتحصين على درجات الحرارة المطلوبة وبذلك من الممكن التفرقة بين أنواع الكائنات فمثلا تلقيح خليط من البكتيريا على بيئة آجار الدم Blood agar فإن بعض البكتيريا سوف تحلل كريات الدم الحمراء بينما الأخرى لا تحلله .

7.1.2.4. Assay Media: بيئات المعايرة

بيئات غذائية تحتوي على مواد غذائية خاصة وثابتة تستعمل لبيان كمية الفيتامينات والأحماض الأمينية والمضادات الموجودة في المادة كذلك بيئات غذائية خاصة يمكن إستخدامها في الفحص عن قوة المواد المطهرة.

7.1.2.5. بيئات عد البكتريا Media for Enumeration of bacterial:

بعض البيئات الغذائية تستخدم لإحصاء العد الكلي البكتيري في المياه أى أنها ليست وسط انتقائى بل وسط غذائى عام.

7.1.2.6. البيئات المستخدمة لتصنيف البكتيريا عن طريق بيان صفات البكتريا

:Characterization

تستخدم للتعرف على نوع النمو وعلى التغير الكيميائي الناتج عن الأحياء المجهرية مثل بيئات السكر التخمرية.

7.1.3. خصائص المزارع البيئية Culture Media Specifications

- يفضل استعمال البيئات الجافة (المنزوع منها الماء Dehydrated).
- لا تلجأ إلى تركيب البيئة من مكوناتها طالما البيئة الجاهزة الجافة متوفرة.
- أتبع توجيهات المنتج في تحضير البيئة وتعقيمها.
- يمكن استعمال البيئات جاهزة التحضير Ready to use على صورة سائلة معبأة في أمبولات ومعقمة طالما أنه معروف أنها تعطى نتائج مماثلة.
- أطلب البيئات بكميات محددة بحيث لا تبقى لديك أكثر من عام.

- إذا كان عمليا، أطلب البيئات في عبوات (100 جرام) فهي أفضل من عبوات (500 جرام) للمحافظة على البيئة مغلقة أطول وقت ممكن.
- استعمل البيئات على أساس أن ما يتم توريده أولا يستعمل أولا.
- سجل نوع، كمية، مظهر البيئة الواردة، رقم التشغيل Lot number، تاريخ التوريد، تاريخ الفتح، ظروف التخزين.
- راجع قائمة الجرد كل 3 شهور واستبعد البيئات التي مضى تاريخ صلاحيتها، تحجرت، تغير لونها، أو ظهر عليها أي علامات التدهور في الصفات.
- لأن الحرارة، الضوء، والرطوبة تختلف بين المعامل، فإنه ليس ممكنا وضع حدود لعمر البيئة الغير مفتوحة. ولكن بصفة عامة فإن حدود الوقاية للعبوات من البيئة الغير مفتوحة هو عامان على درجة حرارة الغرفة. وإذا كانت العبوة عمرها أكثر من عام
- استعمل عبوات البيئات المفتوحة خلال 6 شهور بعد الفتح وطالما فتحت العبوة احفظها في مجفف Desecrator مباشرة بعد الفتح.

7.1.4. تحضير المزارع البيئية Culture Media preparation

7.1.4.1. الماء المستخدم في عملية التحضير

- لتحضير بيئات المزارع والأدلة، استعمل ماء مقطر أو ماء منزوع الأيونات (Reagent grade Water) مع خلوه من آثار المعادن الذائبة أو المواد ذات التأثير القاتل أو مانعات النمو للبكتريا.
- ربما تنتج السمية في الماء المقطر من الماء المعالج بالفلور والمرتفع في السليكا.
- المصادر الأخرى للسمية هي الفضة، الرصاص، مركبات عضوية.

- الأمينات السامة أو مركبات الغلاية الأخرى ربما تتواجد في الماء المقطر.
- ربما يتواجد أيضا الكلور المتبقي أو الكلورامين في الماء المقطر المحضر من ماء معالج بالكلور.
- إذا تواجد كلور في الماء المقطر، عاده يزال بإضافة كمية مكافئة من ثيوكبريتات الصوديوم أو كبريتيت الصوديوم.
- الماء المقطر يلزم أن يكون خاليا من المغذيات الملوثة.
- ربما يأتي التلوث من تخزين المياه في زجاجات غير نظيفة. خزن الماء المقطر بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لمنع نمو الطحالب.

7.1.4.2 تجهيز المزارع البيئية Culture Media

- حضر البيئة في أوعية على الأقل ضعف الحجم المطلوب تحضيره.
- أثناء التسخين تقلب البيئة، خاصة المحتوية على آجار. تجنب الغليان الزائد أو التثبيط Scorching بإستعمال حمام مائي أثناء تحضير الكميات الصغيرة من البيئة وسخان أو لهب بالنسبة للحجوم الكبيرة مع التقليب بإستمرار بإستخدام Hot plate–magnetic stirrer.
- راجع pH كل بيئة بعد التعقيم والتبريد.
- راجع pH البيئة المتصلبة بواسطة إلكتروود سطحي Surface probe. سجل النتائج. اجر الضبط البسيط في pH البيئة (أقل من 0.5 وحدة) بواسطة محلول صودا كاويه أو حامض هيدروكلوريك طبقا لما هو محدد في تركيب البيئة. إذا كان الفرق في pH البيئة أكبر من 0,5 وحدة، أهمل هذه التشغيل وأعد التحضير.

- قيمة pH الغير صحيح ربما يدل على مشكلة فى نوعية المياه المستخدمة في التحضير، تدهور البيئة Media deterioration أو تحضير غير جيد. راجع التوجيهات للتحضير، راجع pH المياه: إذا كان pH المياه غير صحيح، حضر البيئة من جديد وباستعمال مياه من مصدر جديد. إذا كانت المياه مناسبة و pH البيئة لا تزال غير صحيح ، حضر البيئة من عبوة أخرى من البيئة.

7.1.4.3. تعقيم البيئات الغذائية Sterilization for media

- بعد إذابة البيئة تجزأ وتعقم خلال ساعتين.
- استعمل أوعية صغيرة للبيئة أثناء التعقيم، لتسمح بالتسخين المتماثل وسرعة التبريد.
- ضع فى كل دورة تعقيم أوعية متماثلة فى الحجم، لتسمح بالتسخين المتماثل، اى لا تضع الزجاجات الكبيرة مع الانابيب الصغيرة فى دورة واحدة حيث سيحدث تسخين اعلى من المطلوب فى الانابيب .
- لا تخزن البيئة الغير معقمة.
- عقم البيئات، فى الأوتوكلاف عند 121°م-124° م لمدة 15 دقيقة (طبقاً لنوع الوسط الغذائى). بعد وصول الحرارة إلى 121°م.
- لا تعرض البيئات المحتوية على سكريات للحرارة المرتفعة أكثر من 45 دقيقة. مدة التعرض (من وقت غلق الأوتوكلاف إلى تفريره).
- عند وصول الضغط إلى صفر، افتح الأوتوكلاف واخرج البيئة، بردها بسرعة لمنع تحلل السكريات مع طول التعرض للحرارة.

- يفضل استعمال الأوتوكلاف مزدوج الجدار للسماح بالتسخين المبدئي قبل الملاء لخفض الزمن اللازم ليكون في حدود 45 دقيقة المحددة.
- لا تعيد تعقيم البيئة مطلقاً.
- رشح ووزع البيئة في كابينة أمان أو Biohazard hood إذا كانت متاحة.

7.1.4.4. استعمال الآجار المنصهر Using Melted agar

- يضبط الآجار المنصهر Melted agar في حمام مائي عند 44 – 46 °م حتى وقت الاستعمال ولكن لا يترك في الحمام المائي أكثر من 3 ساعات.
- لمراقبة حرارة الآجار، عرض زجاجة من الماء لنفس ظروف التسخين والتبريد مثل الآجار. آغمس ترمومتر في زجاجة المراقبة لتقدير متى تصل الحرارة إلى 44 – 46 °م والمناسبة للاستعمال في صب الأطباق.
- بعد صب الآجار في الأطباق للزرع على سطحه جفف سطح الآجار بترك الأطباق مفتوحة قليلاً في كابينة بكتريولوجية Bacteriological hood لمدة 15 دقيقة على الأقل لمنع التلوث.

7.1.4.5. تخزين المزارع البيئية المحضرة Storage of prepared media

- حضر البيئة المعقمة بكميات مناسبة طبقاً للاستهلاك المطلوب حتى لا يتم اهدارها.
- في حالة إسالة بيئات الآجار وتبقى جزء في الدورق بعد الاستعمال لا تتركه ليتصلب ويعاد استعماله مرة أخرى، تخلص من المتبقي فوراً.
- تحفظ الأطباق من البيئات التي لم تستعمل في يوم تجهيزها وذات الغطاء الغير محكم في الثلاجة بإستعمال أكياس بلاستيكية محكمة الغلق هذا إذا لم تكن ستستعمل خلال يومين.

- حضر البيئات التي تخزن بالثلاجة لمدة أطول من أسبوعين في أنابيب محكمة ذات غطاء قلاووظ لمنع فقد الرطوبة.
- وللكشف عن الفقد في الرطوبة من أنابيب المرق Broth tubes قم بوزن بعض الأنابيب قبل التعقيم وبعد التعقيم ولاحظ الفقد في الرطوبة. و إذا كان الفقد أكثر من 10% استبعد الأنابيب.
- احمي البيئات التي تحتوى على الصبغات من الضوء، إذا تغير اللون استبعد البيئة ولا تستعملها.
- المرق والآجار المحضر والمعقم المتوافر تجارياً Ready to use ربما يوفر مزايا عند الرغبة في إجراء التحليل متقطعا وعند عدم توافر الفنى للتحضير، أو عندما يمكن أن تتوازن التكاليف مع العوامل الأخرى للعمليات المعملية.

جدول يوضح فترات تخزين الاوساط الغذائية المحضرة طبقاً لنوع الاناء المحفوظة فيه :

TABLE 9020:V. HOLDING TIMES FOR PREPARED MEDIA

Medium	Holding Time
Broth in screw-cap flasks*	96 h
Poured agar in plates with tight-fitting covers*	2 weeks
Agar or broth in loose-cap tubes*	2 weeks
Agar or broth in tightly closed screw-cap tubes†	3 months
Poured agar plates with loose-fitting covers in sealed plastic bags*	2 weeks
Large volume of agar in tightly closed screw-cap flask or bottle*	3 months

* Hold under refrigerated conditions 2–8°C.

† Hold at <30°C.

8. التجارب العملية

تجربة 1: مياه التخفيف Dilution Water

تجربة 2: Serial Dilution

تجربة 3: Pour Plate Technique

تجربة 4: طريقة تخطيط الاطباق Streak Plate Method

تجربة 5: الصبغات الميكروبية Microbial Stains

8.1. تحضير مياه التخفيف Dilution Water

8.1.1. المياه المنظمة Buffered water:

- لتحضير رصيد Stock من الفوسفات المنظم، أذب 34 جرام

لا تترك البكتريا في أي ماء تخفيف
لمدة أطول من 30 دقيقة عند درجة
حرارة الغرفة

بوتاسيوم فوسفات ثنائي الهيدروجين Potassium

dihydrogen phosphate ($KH_2 PO_4$) في 500 مل ماء

مقطر، أضبط pH عند $7,2 \pm 0,5$ بواسطة محلول من صودا

كاوية (NaOH) (1N) وخفف إلى لتر بماء مقطر.

- تحضير ماء التخفيف :-

- أضف 1.25 مل من محلول الفوسفات المنظم 5 مل من محلول كلوريد ماغنسيوم (81,1 جرام كلوريد

مغنسيوم ($MgCl_2 \cdot 6H_2O/L$ distilled water) إلى 1 لتر ماء مقطر.

- قم بتوزيع اللتر الذي تم تحضيره على انابيب بحيث يكون في كل انبوبة $99 \pm 2,0$ مل أو $9 \pm$

0,2 ملل ثم من ماء التخفيف ثم قم بالتعقيم لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة 121 سيليزيس.

8.1.2. ماء الببتون: Peptone water (تركيز 0,1 % .)


- خفف حجم معين ليعطى محلول تركيز 0,1 %.

- ضبط الـ pH عند 7 ± 0.2
- وزع كميات 2 ± 99 مل أو 0.2 ± 9 مل ثم قم بالتعقيم لمدة 15 دقيقة.
- لا تترك البكتريا في أي ماء تخفيف لمدة أطول من 30 دقيقة عند درجة حرارة الغرفة حتى لا يحدث موت أو تكاثر.

8.2. طريقة التخفيف المتسلسل Serial Dilution

- خذ بماصة معقمة 1 مللي من العينة بعد رجها جيدا وضعه في أول زجاجة تخفيف التي تحتوي على 9 مللي وبذلك يكون هذا التخفيف تخفيف 10 : 1
- رج الأنبوبة الأولى جيدا ثم خذ بماصة جديدة خذ 1 مللي من التخفيف الأول وضعه في عبوة التخفيف الثاني التي تحتوي على 9 مللي من ماء التخفيف وبذلك يصبح التخفيف 100 : 1
- رج التخفيف الثاني جيدا ثم خذ منه بماصة معقمة جديدة 1 مللي وانقله إلى عبوة التخفيف الثالثة التي تحتوي على 9 مللي فيصبح التخفيف 1000 : 1
- بنفس الطريقة قم بعمل التخفيفات الباقية .
- خذ 1 مللي من التخفيف المطلوب وازرعه بطريقة الصب على الاطباق على الاجار

- عد المستعمرات الناتجة واضرب الناتج في مقلوب التخفيف.



Calculation: Number of colonies on plate \times reciprocal of dilution of sample = number of bacteria/ml
(For example, if 32 colonies are on a plate of $1/10,000$ dilution, then the count is $32 \times 10,000 = 320,000$ bacteria/ml in sample.)

Copyright © 2007 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

8.3. العد الكلي للبكتريا بطريقة الأطباق المصبوبة Pour Plate Technique

- يقوم المعمل بتقدير العد الكلي للبكتريا حيث أن زيادة عدد الكائنات الحية القادرة على تكوين مستعمرات

مرئية على مستنبتات المزارع له دلالاته كما يلي :

- يفيد في تقدير مدى كفاءة عمليات معالجة المياه .
- يفيد في تقدير مستوى نظافة وسلامة شبكة التوزيع .

8.3.1. الأدوات المستخدمة :

- أطباق بتري معقمة

- ماصات معقمة

- أنابيب تحتوي كل منها على (15ملي) من الوسط الغذائي المستخدم في العدّ، ويفضل استخدام الوسط الغذائي R2A agar في تحاليل المياه بدلاً من Plate Count Agar أو Nutrient Agar.

8.3.2. الوسط المستخدم :

- يتم تحضيره طبقاً على تعليمات الشركة المصنعة على العبوة.

8.3.3. زراعة عينات مياه الشرب :

- قم بصهر أنابيب الميديا ثم وضعها في حمام مائي عند درجة حرارة 47 حتى تبرد
- بماصة معقمة خذ 1 ملي من العينة وضعه في طبق بتري معقم
- قم بصب أنبوبة من أنابيب الاجار في الطبق
- قم بخلط العينة مع الوسط عن طريق تحريك الطبق حركة دائرية برفق
- اترك الطبق حتى يتصلب الوسط
- ضع الطبق مقلوبا في الحضان بعد وضع بيانات الزرع وهي :
- مصدر العينة
- تاريخ جمع العينة
- تاريخ الزرع وساعة الزرع
- اسم القائم بعملية الزرع

Pour-plate method




Figure 6-10 Brock Biology of Microorganisms 11/e
© 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

8.4. طريقة تخطيط الاطباق Streak Plate Method

- الهدف من التخطيط هو الحصول على مستعمرات منفصلة تماما
- تخطط العينة على سطح بيئة الاجار المغذي بطريقة التخطيط البسيط أو التخطيط البسيط المتكرر أو التخطيط المتعامد

8.4.1. التخطيط البسيط


- تحت ظروف التعقيم، تعقم ابرة التلقيح باللهب ثم تبرد بلمس حافة الاجار
- تؤخذ ملء عقدة Loopfull من المزرعة المختلطة ويخطط على سطح البيئة الصلبة

- تكتب البيانات اللازمة أسفل الطبق

- تحضن الأطباق مقلوبة عند 37م لمدة 24 ساعة

- لاحظ ظهور مستعمرات فردية في الجزء الأخير من التخطيط

8.4.2. التخطيط المتعامد



- تحت ظروف التعقيم, تعقم ابرة التلقيح كما سبق
- بملء العقدة من المزرعة المختلطة يخطط خطوط متعامدة على سطح البيئة الصلبة كما بالرسم
- تكتب البيانات اسفل الطبق ثم تحضن الأطباق مقلوبة عند 35 م لمدة 24 ساعة

- لاحظ النمو الكثيف في منطقة الخطوط الاولى يقل تدريجيا حتى تظهر مستعمرات فردية في اخر التخطيط.




Figure 5-4c Brock Biology of Microorganisms 11/e
© 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

James A. Shapiro, University of Chicago

8.5. الصبغات الميكروبية Microbial Stains

- لتحديد أشكال البكتيريا أو الأحياء الدقيقة العامة أو أجزائها المختلفة لابد من صبغها بعد تثبيت على سطح الشريحة ويقصد بعملية الصبغ هذه تلوين الكائنات الحية الدقيقة بصبغات خاصة لتحديد أجزائها المختلفة.

بعض أنواع الصبغات الأكثر استخداما في مجال الدراسات الميكروبية.

8.5.1. أولاً:الصبغ البسيط Simple stain

- يقصد بالصبغ البسيط استخدام صبغة واحدة فقط في صبغ الغشاء البكتيري. ويجرى بأن توضع عدة قطرات من الصبغة على الغشاء البكتيري Smear المثبت لمدة عدة دقائق، ثم يتم غسل الصبغة بماء وتجفف الشريحة. ويتم دراستها باستعمال العدسة الزيتية في المجهر الضوئي، وتستخدم الصبغات البسيطة لدراسة وتوضيح الشكل العام لخلايا البكتيريا.
- ومن أشهر الصبغات المستعملة فيها صبغة أزرق المثلين، الصفرايين، الجنسيان البنفسجي، الفوكسين.

8.5.2. ثانياً:الصبغ التفاضلي Differential stain


- يقصد بالصبغ التفاضلي استخدام أكثر من صبغة واحدة، وذلك للتمييز بين مجموعات بكتيرية مختلفة، أو للتمييز بين بعض أجزاء ومكونات الخلية البكتيرية نفسها، ومن أشهر الصبغات التفاضلية ما يلي.

8.5.3. صبغة جرام Gram stain

- تعد هذه الصبغة من أهم الصبغات البكتيرية، لأنها مكنت من تقسيم البكتيريا إلى مجموعتين كبيرتين هي موجبة جرام (G+) و سالبة جرام (G-)، استنادا إلى اختلاف اللون الذي تأخذه البكتيريا في هذه الصبغة.








8.5.3.1. فكرة الصبغة :

- - يختلف تركيب الجدار الخلوي Cell Wall للبكتيريا الموجبة لصبغة جرام عن البكتيريا السالبة لصبغة جرام في سمك طبقة الببتيدوجليكان Peptidoglycan ، كما هو موضح في الشكل التالي :



- عند إضافة صبغة الكريستال البنفسجي Crystal violet إلى الشريحة تدخل هذه الصبغة إلى داخل جدار الخلية.
- و عند إضافة محلول اليود Iodine Solution يتفاعل مع صبغة الكريستال البنفسجي Crystal violet ليكون مركب معقد يسمى Crystal violet – Iodine complex
- يتم إضافة الكحول Alcohol يدخل إلى جدار الخلية فلا يستطيع نزع المركب Crystal violet – Iodine complex من البكتيريا الموجبة لصبغة جرام بسبب سمك طبقة الببتيدوجليكان وتظل البكتيريا مصبوغة باللون البنفسجي، بينما ينزع الكحول اللون من البكتيريا السالبة لصبغة جرام فتصبح شفافة، كما هو موضح بالجدول التالي .

- يتم إضافة الصبغة المعاكسة السفرانين Safranin ذات اللون الأحمر فتقوم بصبغ البكتيريا سالبة لصبغة جرام التي لونها شفاف ويصبح لونها احمر، أما البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام لن تقبل صبغة Safranin ويظل لونها بنفسجي .

Gram Staining Procedure		Gram Positive Cell Wall		Gram Negative Cell Wall	
Process of test	Appearance of Cells	Effect of Step	Effect on Cell Wall	Effect of Step	Effect on Cell Wall
Step 1: Begin with heat fixed cells		Step 1: Cell wall remains clear.		Step 1: Cell wall remains clear.	
Step 2: Flood slide with crystal violet dye for 1 min.		Step 2: Peptidoglycan cell wall is flooded with crystal violet and appears purple.		Step 2: Cell wall is stained purple from the crystal violet dye.	
Step 3: Add iodine solution for 1 min.		Step 3: A crystal violet – iodine complex is formed within the peptidoglycan cell wall trapping the purple stain.		Step 3: A crystal violet – iodine complex is formed but does not adhere to the cell wall due to the thin layer of peptidoglycan.	
Step 4: Wash slide with alcohol for 20sec.		Step 4: The crystal violet – iodine complex is trapped with the peptidoglycan cell wall and doesn't wash out.		Step 4: The crystal violet – iodine structure is washed out of the thin peptidoglycan layer.	
Step 5: Counter stain with safranin.		Step 5: As the peptidoglycan cell wall remains stained purple the red safranin has no effect.		Step 5: The red safranin stains the washed gram negative cells.	














8.5.3.2. الأدوات المطلوبة :

- صبغة اساسية " الكريستال البنفسجي " Crystal violet.
- محلول "اليود" Iodine Solution .

- عامل مزيل للون "الكحول" Alcohol.
- صبغة مختلفة (عكس اللون البنفسجى) مثل صبغة "السفرانين" الحمراء اللون Safranin.
- ماء مقطر للغسيل

8.5.3.3. خطوات عملية الصباغة :

- نأخذ شريحة نظيفة ونضع عليها نقطة مياه معقمة
- باستخدام إبرة العزل نأخذ نقطة من المستعمرة البكتيرية ونذيبها في نقطة المياه على الشريحة النظيفة حتى نفردها على الشريحة .
- نقوم بتثبيت الغشاء (الفيلم البكتيرى) على اللهب او داخل الفرن .
- نصبغ الغشاء بمحلول بالكريستال البنفسجى لمدة دقيقة.
- نتخلص من الزيادة من محلول الصبغة ، ثم نغسل الشريحة بالماء.
- نغمر الغشاء بمحلول اليود، ونتركه لمدة دقيقة .
- نتخلص من محلول اليود ، ثم نغسل الغشاء بالماء.
- نترك الشريحة لتجف في الهواء .
- نغسل الغشاء بمحلول الإيثانول (95%)، وذلك بإضافته للشريحة قطرة قطرة مع إمالة الشريحة ليتساقط منها الكحول بعد مروره على الغشاء ، وتستمر الإضافة حتى يصبح الكحول المتساقط يكاد يكون عديم اللون.
- نغسل الغشاء بعد ذلك بالماء.
- نغمر الغشاء بصبغة السفرانين لمدة نصف دقيقة.
- نتخلص من محلول الصبغة الزائدة ، ثم نغسل بالماء.
- نترك الشريحة في الهواء كي تجف تماما ، ويمكن الإسراع من عملية التجفيف بتعريض الشريحة إلى الهواء الساخن فوق لهب بنزن.
- نضع نقطة بسيطة جداً من زيت السيدر على الغشاء (الفيلم الميكروبي).
- نفحص الشريحة بإستعمال العدسة الزيتية.

GRAM STAINING	1	2
		
Flow Through Procedure	Wipe bottom of biofilm slide clean	Clean top edges of slide about 2mm
3	4	5
		
Build up a ridge of petroleum jelly on the top and bottom of a cover slip	Cover slip with petroleum jelly	Biofilm on slide with cover slip
6	7	8
		
Add crystal violet-wait 30 sec.	Wash with water	Add Grams Iodinet-wait 1.5 min.
9	10	11
		
Decolorize with alcohol	Wash with water	Stain with Safranin dye-wait 30 sec.
12	13	
		
Wash with water	Examine under oil immersion through the cover slip	

نهاية الكتاب

قام بإعداد الإصدار الثانى من هذا البرنامج:

المعمل المرجعى لمياه الشرب- الشركة القابضة	كيمياءى/ عاصم عبد الرحمن
المعمل المرجعى لمياه الشرب- الشركة القابضة	كيمياءى/ أحمد كمال عبدالهادى
المعمل المرجعى لمياه الشرب- الشركة القابضة	كيمياءى/ وائل عبدالرحيم أبوالمجد
المعمل المرجعى لمياه الشرب- الشركة القابضة	كيمياءى/ كريم فاروق إسماعيل
المعمل المرجعى لمياه الشرب- الشركة القابضة	كيمياءى/ محمود جمعة حسين
المعمل المرجعى لمياه الشرب- الشركة القابضة	كيمياءى/ الحسن الصادق

قام بالمشاركة وابداء الرأى لهذا البرنامج:

شركة مياه دمياط	كيمياءىة/ إيمان فهمى الشربينى عمر
شركة مياه دمياط	كيمياءىة/ إيمان محمد فعص
شركة مياه كفرالشيخ	كيمياءىة/ داليا حسن خفاجى
شركة مياه القليوبية	كيمياءىة/ سارة حسين أحمد أبو طالب
شركة مياه القليوبية	كيمياءىة/ شيماء محمد جودة
شركة مياه الاسكندرية	كيمياءىة/ لمياء مصطفى طه حسن
المعمل المرجعى لمياه الشرب- الشركة القابضة	كيمياءى/ محمد أحمد عبدالحكيم
شركة مياه المنوفية	كيمياءى/ محمد حسن حسن
شركة مياه الجيزة	كيمياءى/ محمد عبد الفتاح السيد
شركة مياه الدقهلية	كيمياءى/ محمد محمد ربيع عوض
شركة مياه الجيزة	كيمياءى/ مصطفى محمود مصطفى محمد
شركة مياه الفيوم	كيمياءىة/ مى مصطفى إسماعيل حسن
شركة مياه الفيوم	كيمياءىة/ نورا محمود ربيع

قام بالتنسيق الفني والإخراج لهذا الإصدار:

الإدارة العامة للمسار الوظيفى- الشركة القابضة كيمياءى/ محمود جمعه

للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)

