

برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي



دليل المتدرب

البرنامج التدريبي فني معمل

أساسيات الميكروبيولوجي - الدرجة الرابعة (ب)



الفهرس

3	Bacteria البكتريا
4	بعض العوامل التي تؤثر في نشاط البكتريا:
6	Culture media المزارع البكتريولوجية
6	Plate count Bactria العد الكلي للبكتريا بطريقة الصب بالأطباق
7	Coliform group بكتريا المجموعة القولونية
8	الأسباب التي دعت لاختيار المجموعة القولونية كدليل للكشف عن التلوث:
9	التجهيز للمزارع البكتريولوجية
9	أولا غسيل وتعقيم الأدوات الزجاجية
10	ثانيا غسيل وتعقيم الأدوات المصنوعة من البلاستيك (بولي بروبيلين)
10	حفظ وتخزين عبوات المزارع البكتريولوجية
10	حفظ وتخزين المزارع البكتريولوجية
10	Total count bacteria مزرعة البكتريا العادية
11	Coliform bacteria مزرعة بكتريا المجموعة القولونية
11	تجهيز المياه المستخدمة في تحضير المزارع البكتريولوجية
12	(2) تجهيز المياه المستخدمة في تخفيف عينة النيل
13	(3) مزرعة البكتريا العادية Plate count agar
13	طريقة الصب في الأطباق
14	(4) طريقة المرشح الغشائي Membrane Filter (MF):
15	Biological investigation الفحص البيولوجي
15	أهمية عد الطحالب والتعرف على أنواعها
17	Microscopically examination تجهيز العينات للفحص الميكروسكوبي
19	1.2 طرق وتحاليل ملوثات الصرف الصحي والمأخذ
19	1.2.2 الأدوات والكيموايات المستخدمة
21	2.2.2 طريقة تحضير محلول M-Endo Culture Media
22	3.2.2 طريقة تحضير محلول M-FC Culture Media
22	4.2.2 طريقة تحضير محلول الفوسفات المنظم Phosphate Buffer
23	6.2.2 طرق التعقيم

البكتريا Bacteria


البكتيريا كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة ومنها ما هو نافع وما هو ضار. وتقسم البكتيريا من حيث:

1. الشكل

1. الشكل العصوي (باسيللي) *Bacillus* تشبه العصا في شكلها ومن أنواعها ما يسبب أمراض التيفود والدوسنتاريا والدفترية.

2. البكتريا الواوية وهى واوية الشكل ومنها ما يسبب مرض الكوليرا.

3. البكتريا الكروية وشكلها يشبه الكرة وتسبب أمراض الالتهاب الرئوي السحائي وحمى النفاس والتقيحات كالدمامل.



2. التنفس

تمتص بعض أنواع البكتيريا الأكسجين من الهواء وتؤكسد به المواد الغذائية لتحصل على الطاقة التي تستغلها في أداء وظائفها الحيوية وينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وتعرف هذه الأنواع بالبكتيريا الهوائية.

وتوجد أنواع أخرى لا تستمد الأكسجين اللازم لتنفسها من الهواء وإنما عن طريق اختزالها لمركبات غنية بالأكسجين ومن ثم فهي تؤكسد به جزء آخر من المواد لتنتقل منه الطاقة الكامنة فيه وتسمى هذه الأنواع بكتيريا لاهوائية.

وتوجد أنواع من البكتيريا يمكنها أن تواصل حياتها في وجود أكسجين الهواء وفي غيابة بمعنى أنه يمكنها القيام بعملية التنفس الهوائي واللاهوائي وفقا للظروف التي قد توجد فيها.

3. التغذية

1. البكتيريا ذاتية التغذية:

وهي التي تعتمد على نفسها في تصنيع ما يلزمها من مواد عضوية وهي قلة من البكتيريا ذات لون اخضر أو احمر أو أرجواني تحصل على الطاقة من ضوء الشمس بواسطة مادة تشبه الكلوروفيل الذي يوجد في النباتات الراقية وبواسطتها يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء مكونا المواد الكربوهيدراتية.

2. البكتيريا غير ذاتية التغذية:

وهي بكتيريا لا تعيش مستقلة بذاتها، وإنما تعتمد على المواد العضوية معقدة التركيب للحصول على الطاقة التي تلزمها أو هي تستمد تلك المواد الكربوهيدراتية مباشرة من كائن آخر.

بعض العوامل التي تؤثر في نشاط البكتيريا:

1. الغذاء

الغذاء هو مصدر الطاقة التي يستغلها الكائن الحي في أداء وظائفه الحيوية ونشاط البكتيريا يزداد بطبيعة الحال متى توافر الغذاء اللازم لها والعكس صحيح.

2. الأكسجين

يزيد نشاط البكتيريا الهوائية بزيادة نسبة الأكسجين في الهواء إلى حد معين إما أنواع البكتيريا غير الهوائية فإن زيادة الأكسجين يحد من نشاطها حتى يؤدي إلى قتلها في حين أن انعدام الأكسجين كلية يزيد من نشاطها.

3. الرطوبة

الرطوبة ضرورية لنمو البكتيريا. ذلك إن خلاياها الحية لا بد لها أن تستمد غذائها من وسط سائل مذاب فيه فإن قلت الرطوبة لحد كبير في الوسط الذي تعيش فيه البكتيريا فإن نشاطها

يقل حتى إذا ما حدث الجفاف فإن البكتيريا (غير المتجرثمة) لا يمكنها أن تواصل الحياة لأكثر من ساعات قليلة.

4. درجة الحرارة

توجد درجة حرارة مثلي لنمو البكتيريا ودرجة حرارة دنيا وقصوى وبصفة عامة فإن أغلب الخلايا البكتيرية (غير المتجرثمة) تموت في درجة حرارة (55°C) إما البكتيريا المتجرثمة فإنها تقاوم الحرارة العالية حتى أنها يمكن أن تظل حية في بعض الأحيان إذا وضعت في ماء يغلي لعدة ساعات.

5. الضوء

أغلب أنواع البكتيريا تنشط إذا قل الضوء والعكس صحيح فيما عدا البكتيريا اليخضورية فإن نشاطها يزداد إذا ما زادت شدة الإضاءة كما أن بعض الأنواع من الأشعة تؤثر في نشاط البكتيريا وفي حيويتها فقد دلت التجارب على أن الأشعة فوق البنفسجية ذات أثر فعال في قتل البكتيريا.

6. الأس الهيدروجيني

لكل نوع من البكتيريا مدى معين من الأس الهيدروجيني تعيش فيه واختلاف هذا المدى يؤثر في نموها ونشاطها.

7. الضغط الأسموزي

إذا ارتفع الضغط الأسموزي للوسط الذي تعيش فيه البكتيريا مثل البحار فإن عددا قليلا من أنواع البكتيريا هو الذي يستطيع مقاومة تلك الضغوط الأسموزية العالية وتواصل نشاطها أما أغلب البكتيريا فإن نموها يقل أو يتوقف.

المزارع البكتريولوجية Culture media

• الأجهزة المستخدمة في الاختبارات البكتريولوجية:

1. حضانة كهربائية للمزارع البكتيرية لتوفير جو ملائم لنمو البكتريا.
2. أوتوكلاف رأسي للتعقيم ولتسييح الاجار وإعدام المزارع البكتيرية بعد إجراء الاختبار.
3. فرن تعقيم
4. ميزان حساس برقميين عشريين.
5. ثلاجة لحفظ المزارع البكتيرية.

• الأدوات المستخدمة في الاختبارات البكتريولوجية:

1. ماصات مدرجة بأحجام مختلفة.
2. زجاجات جمع العينات سعة 250 مل بغطاء قلاووظ محكم.
3. أطباق بتري من الزجاج أو البلاستيك الذي يستخدم للمرة الواحدة.
4. أنابيب زجاجية بغطاء قلاووظ مقاس 16×160 مم وبها دراهم زجاجيه (أنابيب تخمر).
5. حاوية للماصات من الاستليس ستيل.

العد الكلى للبكتريا بطريقة الصب بالأطباق Plate count Bacteria

العد الكلى للبكتريا لا يمثل كل البكتريا الموجودة بالمياه ولكنه يمثل فقط البكتريا التي تستطيع النمو على الوسط الموجود بالأطباق تحت الظروف المعملية من درجة الحرارة والمدة التي تركت فيها الأطباق داخل الحضانات.

وتستخدم هذه الطريقة لتقييم المحتوى البكتيري للمياه بصفة عامة.

العد الكلى للبكتريا يتم في درجة حرارة ٢٢ °م لتحديد العد الكلى للبكتريا الموجودة بصورة طبيعية في المياه وليس لها علاقة بالتلوث الآدمي " البراز "

أما العد الكلى للبكتريا في درجة حرارة ٣٧ °م يحدد العد الكلى للبكتريا الناتجة من تلوث المياه بالمواد البرازية الآدمية أو من الحيوانات Warm – blooded.

العد البكتيري عند درجة حرارة ٢٢ °م ليس له أهمية من الوجهة الصحية ولكنه هام في تقييم كفاءة المياه وخاصة خطوات الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم حيث أن الهدف هو التخلص من جميع البكتيريا إلى أقل عدد ممكن.

وكذلك يفيد العد الكلي عند درجة ٢٢ °م في تقييم نظافة وسلامة شبكة توزيع المياه وملائمة المياه في تصنيع الأطعمة والمشروبات حيث أن زيادة العد البكتيري في المياه يساعد على فساد الأطعمة والمشروبات.

أية زيادة في العد البكتيري عند درجة ٣٧ °م بالمقارنة بالنتائج السابقة يعتبر إشارة أو إنذار مبكر لبدء تلوث المياه.

عند درجة ٢٢ °م لمدة ٤٨ ساعة لا يزيد العد الكلي للبكتيريا عن ٥٠ خلية / اسم^٢

عند درجة ٣٧ °م لمدة ٢٤ ساعة لا يزيد العد الكلي للبكتيريا عن ٥٠ خلية / اسم^٣

بكتريا المجموعة القولونية Coliform group

تسبب المياه الحاملة لميكروبات مرضية مشاكل صحية خطيرة، إذ ينتقل عن طريق المياه، الميكروبات التي تسبب عدوى للجهاز المعوي، مثل بكتريا التيفود، والكوليرا، والدوسنتاريا وفيروسات شلل الأطفال، والالتهاب الكبدي الوبائي، وتوجد هذه المسببات المرضية، في بول وبراز المرضى وحاملي العدوى.

الكشف عن الميكروبات المرضية بالماء، أمر بالغ الصعوبة للأسباب الآتية:

1. هذه الميكروبات قد توجد بأعداد قليلة، مما يجعل من الصعب عزلها في مزارع نقية.
2. الكشف عنها وتمييزها يتطلب عملاً ومجهوداً كبيراً، ووقتاً طويلاً.
3. قد يحدث أثناء الكشف عنها خطر على العاملين.

فلجأ للكشف عن الميكروبات المرضية، بطريقة غير مباشرة.

من المعروف، أن أمعاء الإنسان، والحيوانات ذات الدم الحار، تحتوي على أعداد كبيرة من البكتيريا، أغلبها من النوع غير الضار، ومن هذه البكتيريا:

(*Escherichia coli*) بكتريا المجموعة القولونية، التي توجد بكثرة في البراز.

فوجود بكتريا المجموعة القولونية في ماء الشرب، يؤخذ كدليل على تلوث هذه المياه، بمياه المجاري، إذ تعتبر هذه البكتريا كاشفات للتلوث، ويعني هذا، أن المياه التي يوجد بها كاشفات التلوث، يحتمل أن يوجد بها ميكروبات مرضية معوية، مثل التيفود، والكوليرا، والدوسنتاريا، والفيروسات المعوية، مثل المسببة لشلل الأطفال.



مجموعة بكتريا القولون، وتتصف أفراد هذه المجموعة، بأنها، عصوية قصيرة غير متجترمة، متحركة، اختيارية للهواء، تحلل سكر اللاكتوز وتنتج حامضاً وغازاً. عند درجة حرارة ٣٧ °م خلال 24 ساعة.

الأسباب التي دعت لاختيار المجموعة القولونية كدليل للكشف عن التلوث:

1. الكشف عنها سهل.
2. غير ممرضة، ولا تضر القائمين بالعمل.
3. ومصدرها برازي، وتوجد دائماً بالمياه الملوثة، مادامت البكتريا المرضية موجودة بها، وتعيش بالمياه لمدة أطول من الميكروبات المرضية.

ويجب أن تكون ٩٥ % من العينات التي يتم فحصها خلال العام خالية تماماً من بكتيريا القولون في ١٠٠ سم^٣ من العينة كما يجب أن لا تحتوي أي عينة من العينات على أكثر من 2 خلية / ١٠٠ سم^٣ على أن لا يتكرر ذلك في عينتين متتاليتين من نفس المصدر.

وجود هذه البكتريا يعنى:

1. عدم كفاءة التنقية.
2. تلوث المياه بعد إضافة الكلور النهائي أي بعد خروج المياه من طرد المحطة.
3. أن المياه تحتوي على مواد عضوية أو غير عضوية تساعد على نمو البكتريا وتكاثرها.

4. أجراء الاختبار للكشف عنها هام في تقييم كفاءة خطوات التنقية وسلامة شبكة المياه.
5. خلو المياه من المجموعة القولونية لا يعنى خلوها من بعض الفيروسات المعوية وحويصلات بعض الطفيليات كالأمية أو الجiarda حيث أنهم يقاومون جرعات الكلور العادية ويحتاجون لجرعات كلور أكبر، وأهم طريقة للتخلص من كل ذلك هو كفاءة خطوات التنقية وحماية المياه الخام من التلوث.
6. وتستخدم أوساط غذائية جاهزة لإنماء بكتريا المجموعة القولونية مثل مرق كبريتات اللوريل.

التجهيز للمزارع البكتريولوجية

كيفية تجهيز وتعقيم الأدوات المستخدمة في الزرع البكتريولوجي

أولا غسيل وتعقيم الأدوات الزجاجية

- تغسل الزجاجيات جيدا بالماء الدافئ والصابون
- يعاد غسيلها مره أخرى بالماء الدافئ فقط للتخلص من آثار الصابون
- تغسل بالماء المقطر جيدا
- زجاجات العينات تغسل بالطريقة السابقة ويوضع في كل زجاجة (حجم 120 مل) 0.1 مل من محلول 3% ثيوكبريتات الصوديوم السابق تجهيزه لمعادله الكلور الحر المتبقي الموجود بالعينة وتغطى الزجاجة بالغطاء المخصص لها مع عدم احكام غلق الغطاء.
- تعقم الأدوات الزجاجية في فرن التعقيم عند درجه حراره 170° م لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.
- بعد التعقيم يحكم غلق الزجاجات جيدا وتحفظ مغلقه لحين ملئها بالعينة
- الماصات الزجاجية واطباق بترى المصنوعة من الزجاج توضع في حاويات من الاستليس ستيل يتم تعقيمها لمدة لا تقل عن ساعتين وعند درجه حراره 170° م وفي حالة وضعهم بدون الحاوية يكون الزمن الازم للتعقيم ساعة واحدة عند نفس درجه الحرارة.

ثانياً غسيل وتعقيم الأدوات المصنوعة من البلاستيك (بولي بروبيلين)

- تغسل كما تغسل الأدوات المصنوعة من الزجاج.
- تعقم بعد حل الغطاء في الاوتوكلاف عند درجة حراره 121 °م ولمده 15 دقيقه.

حفظ وتخزين عبوات المزارع البكتريولوجية


- تحفظ عبوات الأوساط الغذائية محكمة الغلق وبعيدة عن أشعة الشمس في مكان مظلم وعند درجة حرارة أقل من 30 °م وفي جو خالي من الرطوبة وبعيدا عن أبخره المواد الكيميائية.
- لاستخدم العبوات التي انتهت فترة صلاحيتها أو التي تغير لونها أو التي فقدت خواصها الفيزيائية.

حفظ وتخزين المزارع البكتريولوجية

بعد تحضير الأوساط الغذائية (المزارع البكتريولوجية) وتعبئتها تعقم في الأوتوكلاف في نفس يوم تعبئتها عند درجة حراره 121 °م ولمده 15 دقيقه ولا يتم تخزين المزارع التي لم يتم تعقيمها في الاوتوكلاف.

مزرعة البكتريا العادية Total count bacteria

بعد تحضير الآجار (من الأوساط الغذائية الصلبة) يعبأ في أنابيب بغطاء قلاووظ بعد التعقيم في الاوتوكلاف يمكن تخزينه لمدة 3 أشهر بعيدا عن ضوء الشمس وفي جو خالي من الرطوبة ومن الممكن تخزينه في الثلاجة وعند الاستخدام تستبعد الأنابيب التي حدث بها نمو بكتيري.



مزرعة بكتريا المجموعة القولونية Coliform bacteria

- بعد تحضير مرق كبريتات اللوريل (من الأوساط الغذائية السائلة) تعباً في أنابيب التخمير التي بها الدراهم وتغطي بغطاء القلاووظ بحيث يوضع في كل أنبوبة 9 مل من المرق ويتم تعقيم الأنابيب في الأوتوكلاف.
- تخزين الأنابيب عند درجة حراره 25 °م لمدة أسبوع ولكن يراعى استبعاد الأنابيب التي حدث بها تبخير والتي قل حجم السائل بها.
- يمكن حفظ هذه المزارع في الثلاجة (عند درجة حراره منخفضه) ولكن قبل الاستخدام يتم تحضين هذه المزارع في الحضانة عند درجة حراره 35 °م طوال الليل وتستبعد الأنابيب المحتوية على فقاعات هوائية.
- عند تحضير مرق كبريتات اللوريل يحضر منه:
 1. مزارع أحادية التركيز والتي يتم زراعه مياه النيل والمروقات بها.
 2. مزارع مزدوجة التركيز والتي يتم زراعه مياه المرشحات والخزانات والطرود والشبكة بها.

تجهيز المياه المستخدمة في تحضير المزارع البكتريولوجية

- تعقم المياه المقطرة في الأوتوكلاف عند درجة حراره 121 °م ولمدة 15 دقيقة لضمان خلوها من أي بكتريا.
- توضع المياه المعقمة في حاويه زجاجيه ويحكم غلق الحاوية ولا تخزن هذه المياه لفترات طويلة.

(2) تجهيز المياه المستخدمة في تخفيف عينة النيل**المواد المستخدمة:**

1. فوسفات البوتاسيوم الهيدروجينية (KH_2PO_4)
2. كلوريد الماغنسيوم ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)
3. ماء مقطر سبق تعقيمه.
4. محلول 1 عياري من هيدروكسيد الصوديوم.

الأدوات المستخدمة:

1. 2 كأس زجاجي سعة لتر
2. 3 دورق عياري سعة لتر
3. ماصه مدرجه 5 مل و 2 مل
4. 100 أنبوبة زجاجيه بغطاء قلاووظ

خطوات إجراء التجهيز:

1. زن في الكأس الزجاجي على ميزان برقمين عشرين 34 جم من فوسفات البوتاسيوم الهيدروجينية.
2. أذب الوزنة السابقة في 500 مل من الماء المقطر السابق تعقيمه.
3. اضبط الاس الهيدروجيني للمحلول السابق بحيث يكون 7.2 ± 0.5 بواسطه محلول هيدروكسيد الصوديوم.
4. قم بوضع المحلول السابق في دورق عياري وأكمل الحجم الى لتر بالماء المعقم.
5. حضر محلول كلوريد الماغنسيوم بوزن 81.1 جم من كلوريد الماغنسيوم وأذب الوزنة السابقة في قليل من الماء المعقم وأنقل المحلول السابق الى دورق عياري ثم اكمل الحجم الى لتر بالماء السابق تعقيمه.
6. خذ 1.25 مل من محلول الفوسفات المركز باستخدام الماصة 2 مل وضعه في الدورق العياري وضع عليه 5 مل من محلول كلوريد الماغنسيوم السابق باستخدام ماصه 5 مل ثم اكمل الحجم الى لتر بالماء المقطر السابق تعقيمه.

7. يتم تعبأه المحلول السابق في الأنابيب الزجاجية بحيث تحتوى كل أنبوبة على 9 مل من المحلول السابق وتحكم غلقها بالغطاء القلاووظ.
8. يتم تعقيم الأنابيب السابقة في الأوتوكلاف لمدة 15 دقيقة عند درجة حراره 121 °م

(3) مزرعة البكتريا العادية Plate count agar

طريقة الصب في الأطباق

خطوات إجراء التجهيز:

1. يعقم البنش جيدا بقطنه مبلله بمحلول مطهر مثل الديتول او السافلون.
2. قم بإسالة الآجار المحضر في حمام مائي بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 45-46 °م
3. جهز أطباق بترى بعدد العينات المراد زرعها.
4. باستخدام ماصة 1 مل معقمة ضع في كل طبق 1 مل من العينات المراد زرعها.
5. صب 9 مل من الآجار السائل في الطبق البتري وقم بتحريك الطبق.
6. يترك الطبق قليلا حتى يبرد الآجار به بحيث لا يزيد الوقت عن 20 دقيقة بين صب العينة وصب الآجار.
7. اكتب مصدر العينة بالقلم الفلومستر على غطاء الطبق.
8. حضن الأطباق المزروعة في الحضانة عند درجة حرارة 37 °م لمدة 24 ساعة مع مراعاة أن توضع الأطباق مقلوبة في الحضانة (الغطاء الى اسفل).
9. يراعى ألا يزيد الفقد في الرطوبة أثناء التحضين عن 15 % ضع إسفنجة مبللة بالماء في الحضانة إذا لزم الأمر.
10. بعد 24 ساعة من التحضين تعد الأطباق على عداد بكتيري.



(4) طريقة المرشح الغشائي (MF) Membrane Filter

تتخلص الطريقة ببساطة في القيام بترشيح حجم معلوم من العينة على غشاء ترشيح قطره 47 ملليمتر وثقوبه 45 ميكرون وسطحه مقسم إلى مربعات وبعد تمام عملية الترشيح والغسيل عدة مرات ينقل الغشاء من قمع الترشيح إلى طبق بتري Petri Dish من البلاستيك ويحتوي على مخدة مثل الإسفنج مشبعة بالمحلول الغذائي المخصص لكل نوع من البكتيريا لكي تنمو وتنتج مستعمرات مميزة لنوع البكتيريا.



وللكشف عن البكتيريا القولونية Total Coliform يستعمل المحلول الغذائي M- Endo Culture Media ويوضع في حضانة على درجة حرارة 35 ± 0.5 °م لمدة 24

ساعة فإذا ظهرت مستعمرات من الكائنات الحية ذات لون أخضر ذهبي معدني لامع Golden Green Sheen فيدل ذلك على وجود البكتيريا القولونية.

الفحص البيولوجي Biological investigation

عند فحص المياه ميكروسكوبيا يجب أن تكون خالية تماما من البروتوزوا وجميع أطوار الديدان المسببة للأمراض والطحالب الزرقاء المخضر Blue green algae يستخدم الميكروسكوب العادي للبحث عن الكائنات الحية الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة سواء كانت نباتية أو حيوانية مثل الطحالب والبروتوزوا الحية. الطحالب هي كائنات دقيقة تحتوي علي الكلوروفيل (المادة الخضراء) وذات ألوان متعددة والطحالب ذاتية التغذية (تصنع غذاءها بنفسها) وحيدة الخلية أو مستعمرات (ثابتة أو متحركة) وتختلف أنواع الطحالب الموجودة في مياه النيل باختلاف درجات الحرارة.

أهمية عد الطحالب والتعرف على أنواعها

1. نظرا لما تسببه من رائحة وطعم غير مستساغ في المياه وهذه الروائح تختلف تبعا لكمية ونوع هذه الطحالب.
 2. تحدث متاعب كبيرة في عمليات التشغيل إذ تتسبب في سد مسام رمل المرشحات بسرعة تدعو إلى وقف تشغيل المرشحات في فترات متقاربة لغسلها وإعدادها للتشغيل مره أخرى.
 3. تستهلك كميات اكبر من الكلور.
- ولذلك يجب التخلص من اغلب الطحالب في عمليات الترويق لرفع كفاءة عمليه الترشيح.


تصنيف الطحالب إلى:

1. دياتومات.
2. الطحالب الخضراء.
3. الطحالب الخضراء المزرقه.

Diatoms



Blue green




Green



تجهيز العينات للفحص الميكروبي Microscopically examination

الهدف من التجهيز:

تركيز العينة من مياه النيل والمروقات والمرشحات والخزانات والطرود والشبكة تمهيدا لفحصها تحت الميكروسكوب.



الأدوات والأجهزة المستخدمة:

1. جهاز الطرد المركزي (centrifuge)
2. أنابيب زجاجية شفافة مدوره من أسفل سعه 15 مل

خطوات إجراء التجهيز:

1. تجلب العينات في زجاجات سعه لتر وتغطى بغطائها ثم ترج جيدا ثم تترك قليلا.
 2. يتم التخلص من الماء الموجود في الزجاجات مع مراعاة ترك حجم قدره حوالى 20 مل في قاع الزجاجات.
 3. أملأ الأنبوبة الزجاجية بـ 10 مل من العينة.
 4. ضع الأنابيب الزجاجية في الأماكن المخصصة لها في الجهاز بحيث لا يقل عدد الأنابيب عن عدد الأماكن وإذا كانت عدد العينات أقل يتم وضع أنابيب بها ماء مقطر للمحافظة على اتزان الجهاز أثناء دوران الحلة الداخلية للجهاز.
 5. شغل الجهاز على سرعة $RCF=1000g$ ولمدة 20 دقيقة
 6. بعد انتهاء وقت التشغيل افتح غطاء الجهاز وتخلص من محتويات الأنبوبة بحيث لا يتبقى بها إلا جزء قليل جدا من العينة في أسفلها (تمثل نقطة واحدة عند وضعها على الشريحة).
- ضع الأنابيب الزجاجية في حامل معد للأنابيب بجوار جهاز الميكروسكوب.

1.2. طرق وتحاليل ملوثات الصرف الصحي والمأخذ

من المعروف أن كل مستعمرة تنتج من بكتيريا واحدة، وبواسطة حساب عدد المستعمرات الموجودة في مليلتر من العينة يمكن معرفة مدى تلوث العينة وينصح دائما بعمل تخفيف ملائم للعينة قبل ترشيحها بحيث لا يزيد عدد المستعمرات المستنبطة على سطح الغشاء عن 80 مستعمرة ليسهل عدّها.

1.2.2. الأدوات والكيمائيات المستخدمة

- جهاز التعقيم الأوتوكلاف Autoclave sterilizer.
- حضانة Incubator يمكن ضبط حرارتها أوتوماتيكيا على درجات حرارة من 35 إلى 44°م.
- ميزان حساس Analytical Balance.
- جهاز قياس الأس الهيدروجيني pH-Meter.
- مضخة تفريغ الهواء Vacuum Pump.
- كؤوس Beakers سعة 50-100-1000-2000 مليلتر.
- مخبار Cylinder سعة 100 مليلتر.
- ورق مخروطي بغطاء بلاستيك سعة 250 مليلتر.
- سخان كهربائي / قلاب مغناطيسي Hot Plate&Stirrer.



سخان كهربائي / قلاب مغناطيسي Hot Plate&Stirrer

- ماصات من 1 مل إلى 10 مل.
- زجاجات عينات.
- زجاجات تخفيف عينة.
- ملقاط من الحديد الغير قابل للصدأ Stainless Steel Forceps.
- دوارق الترشيح بالتفريغ مزودة بخرطوم التوصيل لمضخة التفريغ.
- قمع الترشيح بقاعدة قطرها 47 ملليمتر.
- موقد بالكحول أو الغاز.
- ميكروسكوب للتكبير 10-20 مرة.
- غشاء الترشيح Membrane Filter بقطر 47 ملليمتر وثقوبه 45 ميكرون.
- أطباق بتري Petri Dishes مزودة بمخدات إسفنجية Pads قطرها 47 ملليمتر.
- محلول M-Endo Culture Media حقن 2 مليلتر
- محلول M-FC حقن 2 مليلتر.



الميكروسكوب والميزان الحساس

- حامض روزالك Rosalic Acid.
- ملح كلوريد الماغنسيوم $MgCl_2$.
- ملح ثيوسلفات الصوديوم $Na_2S_2O_3$.
- هيدروكسيد الصوديوم NaOH.
- كحول الإيثانول.
- ماء مقطر.

يمكن شراء الأدوات مثل أطباق بتري والمخدرات معقمة وجاهزة للعمل بالإضافة إلى محاليل الغذائية معبأة في حقن 2 مليلتر وربما يكون شراءها أرخص في التكاليف عن تحضيرها في المعمل وتعقيمها.

2.2.2. طريقة تحضير محلول M-Endo Culture Media

- زن 4.8 جرام من المسحوق.
- في مخبر مدرج سعه 100 مليلتر أضف 2 مليلتر كحول الإيثيل المركز 95% وأكمل بالماء المقطر إلى 100 مليلتر.
- ضع حوالي 20 مليلتر من محلول الكحول المخفف في الكأس المخروطي ذو السدادة البلاستيكية وأضف إليها ما تم وزنه من مسحوق أم - إندو وابدأ في التحريك والرج.
- أضف الكمية الباقية بالمخبر المدرج من الكحول المخفف وامزج الخليط بشدة.
- ضع الكأس المخروطي ومحتوياته في حمام مائي مع مراعاة ترك الغطاء غير محكم الربط على الكأس وابدأ في رفع درجة الحرارة بدون السماح للمحلول بالغليان.
- استمر في التسخين لمدة تتراوح ما بين 3-5 دقيقة بدون السماح للمحلول بالغليان.
- ابدأ في التبريد لدرجة حرارة 45 °م وقس درجة الأس الهيدروجيني لتكون 7.1-7.3.
- أضف 2 مليلتر من محلول الوسط الغذائي على المخدرات الجاهزة داخل أطباق بتري.
- يمكن الاحتفاظ بالكمية الباقية من المحلول الغذائي في ثلاجة مبردة لدرجة حرارة 2-10 °م ولمدة 96 ساعة فقط.

3.2.2. طريقة تحضير محلول M-FC Culture Media

يستعمل هذا المحلول لمستعمرات البكتيريا القولونية البرازية ويمكن تحضيره كما يلي:

- زن 3.7 جرام من مسحوق M-FC اللامائي M-FC Dehydrated Media.
- ضع 100 مليلتر من الماء المقطر في الدورق المخروطي ذو السدادة البلاستيكية وأضف إليها مسحوق M-FC.
- في دورق آخر قم بإضافة 100 مليلتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم قوة 0.020 عياري (100 مليلتر ماء مقطر + 0.8 جرام من مسحوق هيدروكسيد الصوديوم) إلى 1 جرام حامض روزالك Rosalic Acid لتكوين حامض روزالك قوة 1%.
- أضف 1 مليلتر من محلول حامض روزالك 1% إلى محلول M-FC.
- ابدأ بالتسخين لدرجة الغليان مع ترك غطاء الدورق المخروطي مكشوف.
- ابدأ في تبريد المحلول لدرجة حرارة 45°م واضبط درجة الأس الهيدروجيني 7.4.
- أضف 2 مليلتر من محلول الوسط الغذائي أطباق بتري ذات الوسادة.
- يمكن الاحتفاظ بالكمية الباقية من محلول الوسط الغذائي في ثلاجة مبردة 2-10°م ولمدة 96 ساعة فقط.

4.2.2. طريقة تحضير محلول الفوسفات المنظم Phosphate Buffer

يستعمل هذا المحلول في غسل غشاء الترشيح عدة مرات بعد تمام عملية ترشيح العينة وكذلك يستعمل في عمل التخفيف الملائم للعينات عند اللزوم ويمكن تحضيره كما يلي:

محلول رقم (1):

قم بتذويب 34 جرام من ثنائي فوسفات البوتاسيوم (KH_2PO_4) Potassium Dehydrogenate Phosphate في 500 مليلتر ماء مقطر ثم اضبط الرقم الهيدروجيني إلى 7.2 وبعد ذلك أكمل حجم المحلول إلى 1 لتر بواسطة إضافة كمية من الماء المقطر ثم ضع هذا المحلول في الثلاجة وعند إعادة استخدامه لاحظ وجود أي عكارة، وفي حالة وجود العكارة لا يستعمل.

محلول رقم (2):

قم بتذويب 38 جرام من كلوريد الماغنسيوم اللامائي أو 81.4 جرام من كلوريد الماغنسيوم المائي في لتر من الماء المقطر.

محلول الغسيل أو التخفيف:

اخلط 1.35 مليلتر من محلول رقم (1) مع 5 مليلتر من محلول رقم (2) وأكمل الحجم إلى واحد لتر بالماء المقطر وامزج الخليط جيدا ويجب تعقيم المحلول قبل الاستعمال.

5.2.2. طريقة تحضير محلول ثيوكبريتات الصوديوم 3%

يستعمل هذا المحلول لوقف مفعول الكلور الحر وفي قتل البكتيريا عند أخذ العينات للفحص البكتيريولوجي فإذا ترك الكلور الحر في العينة سوف يقتل البكتيريا الموجودة ويعطي نتيجة زائفة ويحضر كما يلي:

- زن 3 جرام من ملح ثيوكبريتات الصوديوم.
- قم بتذويب الملح في 25 مليلتر ثم أكمل المحلول إلى 100 مليلتر وأحفظ المحلول في زجاجة سعة 125 مليلتر محكمة الغلق.
- يستعمل هذا المحلول بإضافة 0.1 مل إلى زجاجة عينات سعة 125 مليلتر ويجب التأكد بأن هذه الكمية كافية لمعادلة الكلور الحر و تعقم الزجاجة بالمحلول قبل ملئها بالعينة.

6.2.2. طرق التعقيم

كلمة (تعقيم) تعني قتل جميع الجراثيم وفي عمليات الفحص البكتيريولوجي يلزم تعقيم جميع الأدوات والمحاليل قبل القيام بأي تحليل للعينات ومن الأجهزة الأكثر استعمالا في المعامل هي الأوتوكلاف حيث يتم التعقيم بواسطة الحرارة والبخار المضغوط بالإضافة إلى أجهزة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية أو بواسطة الإشعاع.



التعقيم باستعمال الأوتوكلاف:



يستعمل جهاز الأوتوكلاف في التعقيم بواسطة الحرارة الرطبة تحت الضغط، وقبل استخدام جهاز الأوتوكلاف يمكن قتل جميع الكائنات الحية في درجة حرارة 121 °م تحت درجة ضغط 15 رطل على البوصة المربعة في مدة 15 دقيقة ومن المهم ضرورة الالتزام بتعليمات طرق التعقيم حتى لا تعرض بعض محاليل الأوساط الغذائية إلى التحلل وبالأخص البكتيريا مثل اللكتوز في درجات الحرارة العالية أو طول مدة التسخين. وتتلخص طريقة عمل الأوتوكلاف فيما يلي:

- سخن الماء ليعطي بخار.
- يطرد بخار الهواء إلى الخارج.
- تغلق فتحة خروج البخار عند تمام طرد الهواء.

- ارتفاع الحرارة يرفع الضغط إلى 15 رطل على البوصة المربعة وعند هذا الضغط تصبح درجة حرارة البخار 121 °م.
- يحافظ على الضغط والحرارة لمدة من الزمن المحدد وبعد ذلك يبدأ في تصريف البخار ببطيء حتى تصل إلى الضغط الجوي ومن المهم أن نوضح هنا أن التصريف السريع للبخار يسبب غليان السوائل.
- ترفع المواد المعقمة وتترك لتبرد.

• ملحوظة:

يجب ملاحظة أن جميع الأوعية الزجاجية والأدوات التي سيتم تعقيمها تكون ملفوفة في ورق كرافت وأن لا تكون الأغشية على الزجاجات التي تحتوي محاليل محكمة الغلق بل يجب تركها مغطاة بغير إحكام ولا يستعمل إطلاقاً أي سدادات من المطاط.

التعقيم بواسطة الغليان:

يمكن تعقيم الأدوات قبل استعمالها بغمرها في ماء مغلي لمدة 10 دقائق وعقب استخراجها من الماء المغلي تغلف في رقائق الألمنيوم الذي تم حرقه في النار ويتم استخدام مثل هذه الأدوات بعد تبريدها.

التعقيم بواسطة الكحول:

يمكن التعقيم بواسطة كحول الإيثيل بتركيز 70%.

المراجع

• تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ

• و مشاركة السادة :-

- د/ سناء أحمد الإله
- د/ شعبان محمد على
- د/ حمدي عطيه مشالى
- د/ سعيد أحمد عباس
- د/ عبدالحفيظ السحيمي
- د/ مى صادق
- شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
- شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
- شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
- شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
- شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
- شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى



للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)

